

Digital Shade Assistant

Encuentre el color correcto de forma rápida y sencilla



Determine el color
del diente –
de forma rápida y fiable



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Digital Shade Assistant

Con el kit de iniciación del Digital Shade Assistant Starter the Programat® P710 puede determinar el color del diente usando la tecnología digital, de manera rápida y fiable. Se acabaron aquellos días en los que elegía el color del diente incorrecto. El color del diente ahora se puede determinar y comprobar con el kit de iniciación del Asistente de Color Digital (DSA).



Es tan sencillo como esto:



1. Seleccione los tres dientes con el color más parecido en la guía de colores.*
2. Inserte los dientes de referencia en el soporte del Asistente de Color Digital.
3. Posicione el soporte del Asistente de Color Digital cerca del paciente.
4. Tome una fotografía de los dientes del paciente y de la guía de color.

* El sistema de Asistente de Color Digital solo es compatible con las siguientes guías de color:

- Guía de Color A-D de Ivoclar Vivadent
- Guía de Color Chromascop de Ivoclar Vivadent



5. Transfiera la fotografía al Programat P710 y comience el análisis de color con la función Asistente de Color Digital (DSA).



Este producto forma parte de la categoría de Prótesis Fijas. Todos los productos de esta categoría están óptimamente coordinados entre sí.



Formatos de suministro:
679917 Digital Shade Assistant-Starter-Kit
1 guía de color (A-D)
3 piezas de soporte DSA
1 manual de instrucciones corto