




# 1

Präparation

CAD/CAM-Prozess

Einprobe

Präparation, CAD/CAM-Prozess und klinische Einprobe analog der **Gebrauchsinformation IPS e.max<sup>®</sup> CAD Monolithic Solutions CHAIRSIDE**



# 2

Vorbereitung zum Kombinationsbrand (Kristallisation und Glanz)



Auswahl des passenden Glasur Supports Single Unit oder Multi Unit. Für Abutments/Abutmentkronen den sich verjüngenden Stift verwenden.




Restauration mit IPS Object Fix Putty oder Flow auffüllen ...



... und den gewählten Glasur Support eindrücken.

Charakterisierung und Glasur analog der **Gebrauchsinformation IPS e.max CAD Monolithic Solutions CHAIRSIDE**



# 3

Kristallisieren/ Glasieren Brennen mit dem SpeedFire (Dentsply Sirona)

wahlweise

Vorgehensweise bei **Politur** oder Verwendung von IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray



Restauration mittig im SpeedFire platzieren



Die Programmoption "**Kristallisieren**" auswählen und starten.


Vorgehensweise bei Verwendung von IPS e.max CAD Cystall./Glaze Paste




Restauration mittig im SpeedFire platzieren



Die Programmoption "**Kristallisieren/Glasieren**" auswählen und starten.



Zusätzliche **Charakterisierungen** mit IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains, Glaze Paste oder Spray mit dem Programm "**Glasieren**" durchführen. Die Restauration hierfür mit IPS Object Fix Putty oder Flow auf dem Glasur Support positionieren.



Die weitere Vorgehensweise zur Fertigstellung und Eingliederung der Restauration analog der **Gebrauchsinformation IPS e.max CAD Monolithic Solutions CHAIRSIDE**



Bei der Verwendung des SpeedFire (Dentsply Sirona) sind folgende Hinweise für ein erfolgreiches Arbeiten mit IPS e.max CAD zu beachten:

- **keine Verwendung von IPS e.max CAD Crystall./Add-on-Massen**, da kein Vakuum möglich.
- **maximale Anzahl** an IPS e.max CAD-Objekten pro Brennzyklus: **2 Einzelzahnrestorationen oder 1 Brücke**
- Beim **Start des CAD-Designs** unter „*Farbwahl*“ die gewünschte **Transluzenzstufe auswählen**, damit die richtigen Brennparameter zur Kristallisation/Glasur an den SpeedFire übertragen werden.
- **keine Verwendung der IPS e.max CAD Crystallisation Trays und Pins**. Es müssen zwingend die Glasur Supports (Dentsply Sirona) verwendet werden:
  - Glasur Support Single Unit → Einzelzahnrestorationen.
  - **Hinweis für Abutment Solutions:** bei Abutments bzw. Abutmentkronen ist der sich verjüngende Stift zur Aufnahme der Restauration zu verwenden.
  - Glasur Support Multi Unit → Brücke
- die korrekte Programmoption in Abhängigkeit der verwendeten Materialien wählen:
  - IPS e.max CAD Crystall./Glaze **Paste** → **Kristallisieren/ Glasieren**
  - IPS e.max CAD Crystall./Glaze **Spray** → **Kristallisieren**
  - **Korrekturbrand** mit IPS e.max CAD Crystall./-Massen → **Glasieren**

Ergänzend zu den Informationen auf diesem Flow Chart sind die Angaben in der Gebrauchsanweisung SpeedFire (Dentsply Sirona) sowie in der Gebrauchsinformation IPS e.max CAD Monolithic Solutions CHAIRSIDE (Ivoclar Vivadent) zu beachten.

