

Total Etch

El gel con 37% de ácido fosfórico

El gel grabador
para una
unión fuerte



Total Etch

El gel con 37% de ácido fosfórico

Viscosidad Consistente

La viscosidad de los geles de grabado puede deteriorarse cuando se presiona a través de la boquilla de la punta dispensadora. Los productos convencionales a menudo se vuelven líquidos y difíciles de aplicar con precisión. El gel fluye en la cavidad de forma incontrolada. Total Etch ha sido formulado especialmente para prevenir estas fluctuaciones de viscosidad. El gel tiene un grosor ideal pero sobre todo consistente, que permite que se pueda aplicar rápida y efectivamente, permaneciendo en el sitio en la cavidad.

Un distintivo color azul oscuro

El color azul oscuro proporciona un fuerte contraste con el diente y permite aplicar el gel de manera segura. Los residuos son fácilmente distinguibles después del lavado, gracia a lo cual se minimiza el riesgo de sobre grabado.

Las ventajas de la anterior jeringa

- El apoyo octogonal para los dedos, facilita la aplicación y evita que la jeringa se resbale.
- Puntas de aplicación anguladas para una aplicación exacta
- Émbolo especial para evitar desperdiciar material

Económico envase grande

La cómoda jeringa Jumbo, que se utiliza para rellenar las jeringas de aplicación, ofrece una solución rentable para conservar cantidades adecuadas de gel en stock. El sistema de cierre de Luer Lock para una segura fijación de la punta, asegurando una conexión perfecta con la jeringa Jumbo.



Total Etch se aplica primero sobre el esmalte. El color del gel proporciona un fuerte contraste con el diente. Gracias a que el gel no se derrama, es fácil de aplicar en el esmalte, exactamente allí dónde se necesita sin que llegue a las zonas dentinarias.



Después de un pequeño intervalo, Total Etch se aplica asimismo sobre la dentina.



Una vez grabado, lavado y secado, el esmalte tiene un aspecto blanco tizoso, que ayuda al odontólogo a la hora de revisar los resultados del grabado.

FORMAS DE SUMINISTRO

Jumbo Assortment Total Etch

1 x 30 g / 2 x 2 g
Accesorios



Refill Total Etch

2 x 2 g
Accesorios



Total Etch Tips

20 puntas



Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation