

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Brennprogrammtabelle °C

| Ivoclar Vivadent Programm Tabelle | | Werte in °C | | B | S | t | T | H | V1 | V2 | L | t _f | t _h | t _c | IRT-t* | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Wertebereiche für alle Programme | | MIN | Bereitsch. temp. [°C] | Schliesszeit [mm:ss] | Temperaturans- stieg [°C] | Haltezeit [hh:mm:ss] | Haltezeit [hh:mm:ss] | Haltezeit [hh:mm:ss] | Vakuum ein [°C] | Vakuum aus [°C] | Langzeitabkühlun- g [°C] | Abkühlgrade- nt [°C] | [°C] | [hh:mm:ss] | IRT Modus | |
| | | MAX | 100 | 00:18 | 10 | 100 | 00:00:00 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - |
| Materialgruppe | P.Nr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPS Style | 1 | 1./2. Pulveropaquer-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 100 | 870 | 01:00 | 450 | 869 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 2 | 1./2. Pastenopaquer-Brand | m.V. | 403 | 06:00 | 100 | 870 | 02:00 | 450 | 869 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 3 | 1./2. Margin-Brand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 840 | 01:30 | 450 | 839 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 4 | 1. Dentin-/Incisal-Brand / One-Brand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 790 | 01:00 | 450 | 789 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 5 | 2. Dentin-/Incisal-Brand / One-Brand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 780 | 01:00 | 450 | 779 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 6 | Malfarbenbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 750 | 01:00 | 450 | 749 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 7 | Glanzbrand / Add-On mit Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 750 | 01:00 | 450 | 749 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 8 | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 690 | 01:00 | 450 | 689 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| IPS InLine | 21 | 1./2. Pulveropaquer-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 100 | 960 | 02:00 | 450 | 959 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 22 | 1./2. Pastenopaquer-Brand | m.V. | 403 | 06:00 | 100 | 930 | 02:00 | 450 | 929 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 23 | 1./2. Margin-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 930 | 01:00 | 450 | 929 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 24 | 1. Dentin-/Incisal-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 910 | 01:00 | 450 | 909 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 25 | 2. Dentin-/Incisal-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 900 | 01:00 | 450 | 899 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 26 | Margin Add-On-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 900 | 01:00 | 450 | 899 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 27 | Add-On nach Dentin-/Incisal-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 860 | 01:00 | 450 | 859 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 28 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 830 | 01:00 | 450 | 829 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 29 | Malfarbenbrand InLine | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 850 | 01:00 | 450 | 849 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 30 | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 830 | 01:00 | 450 | 829 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 31 | Glanzbrand InLine | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 850 | 02:00 | 450 | 849 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 32 | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 690 | 01:00 | 450 | 689 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | IPS Empress Esthetic + CAD | 41 | Washbrand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 840 | 02:00 | 450 | 839 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 42 | 1./2. Incisal-Brand | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 830 | 02:00 | 450 | 829 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 43 | Universal Shade / Stains | m.V. | 403 | 06:00 | 100 | 790 | 01:30 | 450 | 789 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 44 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| 45 | | Universal Glasur | m.V. | 403 | 06:00 | 100 | 790 | 01:30 | 450 | 789 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 46 | | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 47 | | Add-On | m.V. | 403 | 04:00 | 60 | 770 | 02:00 | 450 | 769 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| IPS e.max Press Maltechnik | | 61 | Malfarbenbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 770 | 01:30 | 450 | 769 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | 62 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 63 | Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 770 | 01:30 | 450 | 769 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 64 | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 65 | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 50 | 700 | 01:00 | 450 | 699 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | IPS e.max Press Schichttechnik | 81 | Washbrand (Foundation) | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 82 | Washbrand Charakterisierung | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| 83 | | 1./2. Dentin / Incisal | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 84 | | Malfarbenbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 85 | | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 86 | | Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 87 | | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 88 | | Add-On + Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 89 | | Add-On mit Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| 90 | | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 50 | 700 | 01:00 | 450 | 699 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| IPS e.max ZirPress Maltechnik | 101 | ZirLiner vor Wax-up | m.V. | 403 | 04:00 | 40 | 960 | 01:00 | 450 | 959 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 102 | Malfarbenbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 770 | 01:30 | 450 | 769 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 103 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 104 | Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 770 | 01:30 | 450 | 769 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 105 | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 106 | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 50 | 700 | 01:00 | 450 | 699 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| IPS e.max ZirPress Schichttechnik | 121 | ZirLiner vor Wax-up | m.V. | 403 | 04:00 | 40 | 960 | 01:00 | 450 | 959 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 122 | Washbrand (Foundation) | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 123 | Washbrand Charakterisierung | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 124 | 1./2. Dentin/Incisal | m.V. | 403 | 04:00 | 90 / 20 | 650 / 730 | 00:00 / 02:00 | 400 / 650 | 650 / 729 | aus | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 125 | Malfarbenbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 126 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 127 | Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 128 | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 129 | Add-On + Glanzbrand e.max Ceram | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 725 | 01:00 | 450 | 724 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 130 | Add-On mit Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 60 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | 131 | Add-On nach Glanzbrand | m.V. | 403 | 06:00 | 50 | 700 | 01:00 | 450 | 699 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus | |
| | IPS e.max ZirCAD Maltechnik | 141 | Malfarbenbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 45 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 142 | Glanzbrand Ivocolor | m.V. | 403 | 06:00 | 45 | 710 | 01:00 | 450 | 709 | 450 | aus | aus | 00:00 | Normalmodus |
| | | 150 | Regenerierungsbrand | o.V. | 403 | 00:18 | 65 | 1050 | 15:00 | aus | aus | 750 | 25 | aus | 00:00 | aus |

Version: 10
Ausgabedatum: 2019-03

Gültig ab Software
V5.2 für P310 /
V6.0 für P510 /
V4.0 für P710 /
V4.2 für EP 3010 /
V5.0 für EP 5010

