

Die richtige Pflege für Ihren Zahnersatz



Gepflegter Zahnersatz, einfach ein gutes Gefühl

Sie haben sich für einen hochwertigen herausnehmbaren Zahnersatz entschieden und damit neue Lebensqualität gewonnen. Um Ihren Zahnersatz möglichst lange zu erhalten, ist eine tägliche Reinigung notwendig. Dadurch werden Beläge reduziert. Entzündungen des Zahnfleischs sowie der Schleimhaut haben keine Chance zu entstehen. So bleibt Ihr Mund gesund, der Zahnersatz keimarm und Ihr Atem frisch.

Gezielte Pflege mit der Prothesenbürste

Reinigen Sie den abnehmbaren Zahnersatz mit einer eigens dafür entwickelten Prothesenbürste. Dank der speziellen Form und der weichen Borsten sind auch schwer zugängliche Stellen schnell und einfach zu erreichen. Haben Sie einen kombinierten Zahnersatz, eignen sich Interdentalbürsten für die tägliche Pflege. Diese sind speziell für die Reinigung von Zahnzwischenräumen, Implantat-Pfeilern und anderen Konstruktionselementen gestaltet worden.

Als Reinigungsmittel verwenden Sie am besten ein schleifmittelfreies Reinigungsgel wie Cervitec® Gel von Ivoclar Vivadent. So wird die Prothesenoberfläche nicht beschädigt und gleichzeitig von Speiseresten und Bakterien befreit. Für einen frischen Geschmack legen Sie die Prothese in Wasser und geben eine spezielle Reinigungstablette dazu. Das ersetzt jedoch nicht die tägliche Reinigung mit der Bürste.

Ein gepflegter Zahnersatz hält länger

Durch die tägliche Pflege Ihres Zahnersatzes steigern Sie Ihr Wohlbefinden und sichern sich einen angenehmen, frischen Tragekomfort.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Nach jeder Mahlzeit den Zahnersatz herausnehmen, Zahnzwischenräume sorgfältig bürsten sowie Mund und prothetische Versorgung mit Wasser spülen. Die Reinigung gilt auch für Implantate und Konstruktionselemente, die fest im Mund verankert sind.
- Während der Reinigung ein Handtuch in das Waschbecken legen oder Wasser einlaufen lassen, damit die Prothese nicht zerbricht, falls sie herunterfallen sollte.
- Den rosa Prothesenanteil, der an der Schleimhaut anliegt, aussen und innen reinigen.
- Nach dem Bürsten die Prothese unter fließendem Wasser abspülen.
- Putzen Sie Ihre Zähne.
- Reinigen Sie Ihr Zahnfleisch mit geeigneten Mundspülungen und massieren Sie zahnlose Stellen mit einer weichen Bürste.



Beachten Sie bei der Pflege folgendes:

- Ablagerungen nicht mit scharfen Instrumenten abkratzen. Das beschädigt die Prothesenoberfläche und erschwert die Reinigung.
- Alkohol, Essig, Lösungs- oder Waschmittel eignen sich nicht für die Prothesenreinigung. Sie greifen die Oberfläche an und können zu Verfärbungen führen.
- Reinigung in der Geschirrspülmaschine oder mit kochendem Wasser kann ebenfalls zu Weissverfärbungen führen. Zudem kann sich die Form der Prothese verändern, was zu Druckstellen führt.



Professionelle Reinigung in der Zahnarztpraxis

Ihr Zahnersatz wurde an Ihre individuellen Mundverhältnisse angepasst. Achten Sie deshalb darauf, dass die Prothese formstabil bleibt und Sie diese richtig pflegen. Lassen Sie Ihren Zahnersatz regelmässig in der Zahnarztpraxis kontrollieren. Für eine effiziente und schonende Pflege kann die Prothese auch im Ultraschallbad gereinigt werden. Weiche Beläge, Zahnstein sowie Tee- und Nikotinbeläge werden so effektiv und schonend entfernt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das zahnärztliche Team. Es berät Sie gerne.



Empfohlene Bürsten zur Reinigung Ihrer Prothesen:
Prothesenbürste (1), weiche Zahnbürste (2), Interdentalebürste (3)

Für eine bleibende Qualität,
die Freude macht.



Praxis-/Laborstempel:

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation