

# Programat® P700 & P700/G2

## Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
<b>V8.1</b> 25.08.2017	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Programmstruktur</li> <li>• Diverse neue Programme (z.B. IPS e.max Ceram)</li> </ul>	<b>Aktuelle</b> , ausgelieferte Version
<b>V8.0</b> 01.04.2016	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Programme für IPS Style und IPS Ivocolor</li> </ul>	<b>Nicht mehr</b> erhältlich!
<b>V7.1</b> 01.10.2014	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Programme für IPS InLine Pulver Opaquer</li> <li>• Diverse Software Optimierungen</li> </ul>	<b>Nicht mehr</b> erhältlich!
<b>V7.0</b> 05.05.2014	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Service-Intervallanzeige</li> <li>• Diverse Software Optimierungen</li> <li>• Neues, spezielles Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD (P85): Das neue Programm ersetzt das bestehende IPS e.max CAD Speed Kristallisationsprogramm. Das Programm darf nur in Verbindung mit dem speziell dafür vorgesehenen IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray (Artikelnr. 647633AN) verwendet werden. Die Hinweise zur Durchführung der IPS e.max CAD Speed Kristallisation sind zu beachten.</li> </ul>	<b>Nicht mehr</b> erhältlich!
<b>V6.0</b> 04.04.2011	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126)</li> <li>• Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84)</li> </ul>	<b>Nicht mehr</b> erhältlich!
<b>V5.0</b> 01.05.2010	<b>Software optimiert und neue Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennparameter in den Ivoclar Vivadent Programmen wurden geändert</li> <li>• Farbige Brennkurvenanzeige</li> </ul>	<b>Nicht mehr</b> erhältlich!

# Programat® P700 & P700/G2

<b>V4.1</b> 01.12.2009	<b>Software optimiert und neue Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserte Sprachausgabe und optimierte Restzeitanzeige</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V4.0</b> 25.08.2009	<b>Neue Software P700/G2: Software optimiert und neue Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power Saving Technology</li> <li>• CSP: Cooling Shock Protection</li> <li>• Sprachausgabe in 12 Sprachen</li> <li>• Neue Icons und optimierte Benutzeroberfläche</li> <li>• und vieles mehr!</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V3.0</b> 15.11.2007	<b>Software optimiert und neue Funktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierte Ivoclar Standard Brennprogramme P1-P120</li> <li>• Neu integrierte Sprachen: chinesisch. simpl., chinesisch. trad., schwedisch, russisch, polnisch, türkisch</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V1.04</b> 03.09.2007	<b>Software optimiert und neue Funktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte USB Memory-Stick Erkennung</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V1.03</b> 04.06.2007	<b>Software optimiert</b>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V1.02</b> 01.06.2007	<b>Neue Funktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserte Öffnungs- und Schliessbewegung mit Sanftanlauffunktion</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V1.01</b> 22.05.2007	<b>Neue Funktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennprogramm-Protokollierung mit SW-Version Information</li> </ul>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>
<b>V1.00</b> 14.05.2007	<b>Grundversion</b>	<b>Nicht mehr erhältlich!</b>

Version 25.08.2017