

Programat® EP 3000 & EP 3000/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V8.1 25.08.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur • Diverse neue Programme (z.B. IPS e.max Ceram) 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V8.0 01.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style, IPS Ivocolor und IPS e.max Press MT 	Nicht mehr erhältlich!
V7.1 30.01.2015	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V7.0 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS InLine Pulver Opaquer • Neue Programme für IPS e.max Press Multi • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V6.9 05.05.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Service-Intervallanzeige • Software Optimierungen für Servicetechniker • Programmstruktur für Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD vorbereitet • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V6.3 07.02.2012	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Temperaturkalibration in Verbindung mit dem ATK2-Temperaturkontrollset 	Nicht mehr erhältlich!
V6.1 06.07.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Programmauswahl für individuelle Pressprogrammen 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® EP 3000 & EP 3000/G2

V6.0 04.04.2011	<p>Neue Software EP 3000/G2: Software optimiert und neue Features</p> <p>Im Vergleich zum Vorgängermodell Programat EP 3000 wurden folgende Funktionen integriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Saving Technology • TSP: Thermo Shock Protection • Neue Programmstruktur (130 Ivoclar Vivadent Programme, 300 individuelle Programme) • Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max Press Multi Rohlinge • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126) • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84) 	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 01.05.2010	<p>Software optimiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ivoclar Vivadent Brennparameter wurden geändert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.3 19.05.2009	<p>Software optimiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressparameter für IPS e.max Press HT für IPS Muffelsystem 100g und 200g wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.2 12.12.2008	<p>Software optimiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Einstellung des Crack Detection System (CDS) für 300g Pressmuffel im Programm „IPS InLine PoM - 300g“ 	Nicht mehr erhältlich!
V1.1 14.10.2008	<p>Neue Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswahloption für 300g Pressmuffel wurde integriert • Parameter für die 300g Pressmuffel wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 01.07.2008	<p>Grundversion</p>	Nicht mehr erhältlich!

Version 25.08.2017