

Programat® EP 5000 & EP 5000/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V8.1 25.08.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur • Diverse neue Programme (z.B. IPS e.max Ceram) 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V8.0 01.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style, IPS Ivocolor und IPS e.max Press MT 	Nicht mehr erhältlich!
V7.1 30.01.2015	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V7.0 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS InLine Pulver Opaquer • Neue Programme für IPS e.max Press Multi • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V6.9 05.05.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Service-Intervallanzeige • Software Optimierungen für Servicetechniker • Programmstruktur für Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD vorbereitet • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V6.1 06.07.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Programmauswahl für individuelle Pressprogrammen 	Nicht mehr erhältlich!
V6.0 04.04.2011	Neue Software EP 5000/G2: Software optimiert und neue Features Im Vergleich zum Vorgängermodell Programat EP 5000 wurden folgende Funktionen integriert: <ul style="list-style-type: none"> • Power Saving Technology • TSP: Thermo Shock Protection • CSP: Cooling Shock Protection • Neue Programmstruktur (130 Ivoclar Vivadent Programme, 500 individuelle Programme • Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max Press Multi Rohlinge • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126) • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84) 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® EP 5000 & EP 5000/G2

V5.0 01.05.2010	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> Ivoclar Vivadent Brennparameter wurden geändert 	Nicht mehr erhältlich!
V3.3 18.05.2009	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> Pressparameter für IPS e.max Press HT für IPS Muffelsystem 100g und 200g wurden integriert IPF (Intelligent Press Function) Parameter für IPS e.max ZirPress (für IPS Muffelsystem 300g) und IPS Inline PoM (für IPS Muffelsystem 300g) wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V3.2 12.12.2008	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> Optimierte Einstellung des Crack Detection System (CDS) für 300g Pressmuffel im Programm „IPS InLine PoM - 300g“ 	Nicht mehr erhältlich!
V3.1 14.10.2008	Neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Auswahloption für 300g Pressmuffel wurde integriert Parameter für die 300g Pressmuffel wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 15.11.2007	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Neues STD-Pressprogramm „InLine PoM“ Esthetik-Pressprogramme neu mit 180 statt 250 Abbruchgeschwindigkeit Aktualisierte Ivoclar Standard-Brennprogramme P1-P120 Neu integrierte Sprachen: chinesisch simpl., chinesisch. trad., schwedisch, russisch, polnisch, türkisch 	Nicht mehr erhältlich!
V1.04 28.08.2007	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Erweiterte USB Memory-Stick Erkennung 	Nicht mehr erhältlich!
V1.03 04.06.2007	Software optimiert	Nicht mehr erhältlich!
V1.02 01.06.2007	Neue Funktion <ul style="list-style-type: none"> Verbesserte Öffnungs- und Schliessbewegung mit Sanftanlauffunktion 	Nicht mehr erhältlich!
V1.01 22.05.2007	Neue Funktion <ul style="list-style-type: none"> Brennprogramm-Protokollierung mit SW-Informationen 	Nicht mehr erhältlich!
V1.00 14.05.2007	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 25.08.2017