

# Programat CS

## Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
<b>V3.20</b> 01.10.2014	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neue Programmbezeichnung Programm 7</li><li>- Diverse Softwareoptimierungen</li></ul>	<b>Aktuell</b> , ausgelieferte Version
<b>V3.10</b> 05.05.2014	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neue Service-Intervallanzeige</li><li>- Längere Programmnamen möglich (19 anstelle von 15 Zeichen)</li><li>- Diverse Software Optimierungen</li></ul>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V3.00</b> 20.5.2013	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neues, spezielles Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD: Das neue Programm ersetzt das bestehende IPS e.max CAD Speed Kristallisationsprogramm. Das Programm darf nur in Verbindung mit dem speziell dafür vorgesehenen IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray (Artikelnr. 647633AN) verwendet werden. Die Hinweise zur Durchführung der IPS e.max CAD Speed Kristallisation sind zu beachten.</li></ul>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V2.10</b> 14.11.2011	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmschreibschutz angepasst:<ul style="list-style-type: none"><li>o Programm 1, 3, 5, 7 → Schreibschutz aktiv</li><li>o Programm 2, 4, 6 → Schreibschutz inaktiv</li></ul></li><li>- Optimierte Datensicherung via PrograBase 2</li></ul>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V2.00</b> 04.04.2011	<b>Neue Programme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 5 &amp; 6)</li><li>- Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max CAD Impulse (Programm 7)</li></ul>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!

<b>V1.06</b> 21.06.2009	<b>Software optimiert</b> Optimierte Programmanzeige für Programm 3.	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V1.05</b> 24.04.2009	<b>Software optimiert</b> Die Software wurde mit dem neuen Programm 3: „Speed Kristallisations-/Glanzprogramm für IPS e.max CAD“ ergänzt. Zudem wurden die Parameter für P1 und P2 optimiert.	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V1.04</b> 18.12.2007	<b>Software optimiert</b> Sanfte Ofenkopf-Bewegung (diese Funktion ist jedoch nur aktiv bei Geräten mit einer Seriennummer von 500514 – 599999 und von 600599 – 699999)	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V1.03</b> 14.05.2007	<b>Software optimiert</b> Anpassung der Parameter im Programm P2 (neu T 840 °C, V <sub>2</sub> 839 °C)	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V1.02</b> 20.03.2007	<b>Grundversion</b>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!

Stand: 01.10.2014