

# Silamat® S6

Form und Funktion –  
perfekt gemischt



- ästhetisches Design
- homogene Mischergebnisse
- universelle Eignung

# Silamat® S6

## Form und Funktion – perfekt gemischt

Der Silamat S6 ist ein modernes Universalmischgerät für Amalgam, Glasionomere zemente und andere vordosierte Dentalwerkstoffe in Kapseln und Spritzkapseln.



### Schön, funktionell

Das ästhetische Design spricht nicht nur optisch an – es ist auch funktionell. Denn aufgrund der runden Formen und durch die praktische, abnehmbare Abdeckhaube gelingt die Reinigung ohne viel Aufwand.



### Homogene Mischergebnisse

Die patentierte und langjährig bewährte Silamat®-Technologie und die spezielle «Achter-Bewegung» mit einer überdurchschnittlich hohen Drehzahl von 4500 rpm garantieren gute und homogene Mischergebnisse.



### Universelle Eignung

Alle gängigen Kapseln und Spritzkapseln in den verschiedenen Grössen und Formen können mit dem Silamat S6 gemischt werden.



### Einfache Handhabung

Einfach Kapsel einhändig von oben einsetzen, Mischzeit einstellen..., starten..., fertig!

## Silamat S6

## Art. Nr. 602 286

### TECHNISCHE DATEN

Umdrehungen pro Min.

Betriebsspannung

Grösse

Garantie

4500 U/min.

100-240 VAC

LxBxH = 240x230x170 mm

3 Jahre

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Gedruckt in der Schweiz  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein  
611507/0208/d/RDV

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

  
**ivoclar  
vivadent**  
passion vision innovation