

IvoBase® Injector

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V2.0 18.02.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">• Error 1936: Optimierte Kapsel-Füllstanderkennung und neue Fehlerbeschreibung	Aktuelle , ausgelieferte Version
V1.1 06.03.2013	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">• Error 1914: Optimierte Erkennung und Anzeige der Fehlermeldungen• Error 1935: Optimierte Erkennung und Anzeige der Fehlermeldungen• Transportschutz: Wenn ein IvoBase Injector versendet oder transportiert wird, soll neu im Einstellungsmenü eine Transportschutzfunktion aktiviert werden	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 01.11.2011	Grundversion des IvoBase Injectors	Nicht mehr erhältlich!

Stand: 18.02.2014