

# IPS d.SIGN® Opaquer F

Der Pasten-Opaker für mehr Fluoreszenz

Mehr Fluoreszenz -  
von der Natur inspiriert



  
**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

# IPS d.SIGN® Opaquer F

Der Pasten-Opaker für mehr Fluoreszenz

Unser Auge erfasst selbst kleinste Licht- und Farbspiele. Durch dieses stetige Wechselspiel von Licht wird Lebendigkeit geschaffen.

Deshalb benötigen wir zur Imitation gesunder Zähne Materialien, die über eine naturidentische Verteilung der Fluoreszenzstoffe verfügen.

## VERSTÄRKT F LUORESENZ

Fluoreszenz ist ein wesentlicher Aspekt aller IPS d.SIGN-Materialien. Mit dem IPS d.SIGN® Opaquer F kann die Fluoreszenzwirkung aus der Tiefe noch zusätzlich verstärkt werden. Er ist als 1-g-Spritze erhältlich.

Ganz unkompliziert können mit IPS d.SIGN Opaquer F ausdrucksstarke ästhetische Effekte mit Tiefenwirkung erzielt werden. Dank der erhöhten Fluoreszenz scheint die Restauration aus dem Innern heraus zu leuchten.

### So einfach funktioniert es

Entweder IPS d.SIGN Opaquer F als dünne, dritte Opakerschicht auftragen und brennen (890 °C) oder vor dem zweiten Auftrag den herkömmlichen IPS d.SIGN Opaquer bis zu 20 % zumischen, auftragen und bei 890 °C brennen.

## LIEFERFORMEN

IPS d.SIGN Opaquer F ist in der 1-g-Spritze erhältlich; die Pasten-Opaker in 16 A-D-Farben, 20 Chromascop-, vier Intensive- und zwei Bleach-Farben, jeweils in der 3-g-Spritze.



Natürlicher Molarenzahn bei Schwarzlicht fotografiert.

Volker Brosch, Essen (Deutschland)

## UNTER UV-LICHT

- ① IPS d.SIGN Opaquer F
- ② IPS d.SIGN Opaquer F als dünne, dritte Opakerschicht
- ③ Bis zu 20 % zugemischter IPS d.SIGN Opaquer F



## BEIDE OPAKER UNTER SCHWARZLICHT



Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 63 26  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation