

# i-Kids®

Ivoclar Vivadent | Pediatric Dental Solutions



- Versiegeln
- Füllen
- Lichthärten
- Fluoridieren

# i-Kids®

Versiegeln – Füllen – Lichthärten – Fluoridieren



Für die präventive  
und restaurative  
zahnärztliche Behandlung  
von Kindern  
verschiedener

Altersstufen bietet Ihnen das  
i-Kids Programm von Ivoclar Vivadent  
abgestimmte Produkte.



i-Kids Kit Seal & Fill

## HeliOSEAL® F

### Der Versiegler für Fissuren und Grübchen

Fissuren und Grübchen unterliegen einem hohen Kariesrisiko. Versiegeln mit HeliOSEAL F schützt diese besonders gefährdeten Stellen.

## Tetric EvoCeram® Bulk Fill

### Die schnelle Füllung

Kariöse Läsionen lassen sich mit Tetric EvoCeram Bulk Fill schnell und einfach restaurieren.

## Bluephase® Style

### Polymerisieren im Kindermund

Die handliche Bluephase Style mit Polywave® LED härtet HeliOSEAL F und Tetric EvoCeram Bulk Fill zügig und präzise aus.



## Fluor Protector S

### Der Schutzlack mit Fluorid

Der fluoridhaltige Schutzlack Fluor Protector S bietet die Möglichkeit des professionellen Schutzes vor Karies und Erosionen.



Abbildungen:

- 1 Fissurenversiegelung mit Helioseal F
- 2 Kariöse Defekte an Zähnen 84 und 85
- 3 Direkt nach Versorgung mit Tetric EvoCeram Bulk Fill
- 4 Klinische Anwendung von Bluephase Style (Dr. N. Bartling)
- 5 Applikation von Fluor Protector S

### Die Vorteile

### Ihr Nutzen

Abwehr kariogener Bakterien  
 Inniger Verbund mit dem Zahnschmelz  
 Langjährige klinische Erfahrung

Effektiver Kariesschutz  
 Langfristige Retention  
 Verlässlichkeit

1



### Die Vorteile

### Ihr Nutzen

Bis zu 4 mm in einer Schicht  
 Geschmeidige Konsistenz  
 Helle Farbe IVW

Schnelles Füllen  
 Schnelles Modellieren  
 Passt zu hellen Kinderzähnen

2



3



### Die Vorteile

### Ihr Nutzen

Polywave® LED  
 Verkürzter, drehbarer Lichtleiter  
 Ergonomisch

Ein Gerät für die meisten Fissurenversiegler und Füllungsmaterialien  
 Erreichbarkeit aller Zahnflächen im Kindermund  
 Liegt angenehm in jeder Hand

4



### Die Vorteile

### Ihr Nutzen

7700 ppm Fluorid in homogener Lösung, nach dem Trocknen ca. 4 Mal höhere Konzentration  
 Milder Geschmack, milder Geruch  
 Optimales Fließ- und Benetzungsverhalten

Kontrollierter Fluoridauftrag  
 Hohe Akzeptanz bei Kindern  
 Bessere Versorgung schwer erreichbarer Risikostellen

5



Mit i-Kids-Produkten zur Prävention,  
Therapie, Restauration und Pflege bauen  
Sie das Leistungsangebot Ihrer  
Praxis zukunftsorientiert aus.

