



IPS d.SIGN® LIEFERFORMEN

Chromascop	556458	Basic Kit	Pastenopaquer, Intensiv Pastenopaquer, Dentin-, Schneide-, Transparent-, Korrektur- und Glasurmassen sowie alle benötigten Verarbeitungslíquids und Massenfarbschlüssel für die gängigsten Chromascop Farben.
	556534	Deep Dentin Kit	Deep Dentinmassen in den 10 gängigsten Chromascop Farben können bei geringen Schichtstärken zur Intensivierung des Chromas eingesetzt werden.
	556547	Margin Kit	Marginmassen in den 10 gängigsten Chromascop Farben und 4 Intensivmassen für besondere Effekte. 1 Margin Add-On Masse dient der abschliessenden Korrektur der Schulterpassung.
	557242	Trial Kit	Starter Kit zum Ausprobieren.

A-D	558195	Basic Kit	Pastenopaquer, Intensiv Pastenopaquer, Dentin-, Schneide-, Transparent-, Korrektur- und Glasurmassen sowie alle benötigten Verarbeitungslíquids und Massenfarbschlüssel für die gängigsten A-D Farben.
	558256	Deep Dentin Kit	Deep Dentinmassen in den 7 gängigsten A-D Farben können bei geringen Schichtstärken zur Intensivierung des Chromas eingesetzt werden.
	558266	Margin Kit	Marginmassen in den 8 gängigsten A-D Farben und 4 Intensivmassen für besondere Effekte. 1 Margin Add-On Masse dient der abschliessenden Korrektur der Schulterpassung.
	558196	Trial Kit	Starter Kit zum Ausprobieren.

Farbsystemunabhängig	602171	Bleach Kit BL	4 exakt abgestimmte Farbnuancen erfüllen höchste Ansprüche an die moderne "weisse Ästhetik".
	556567	Impulse Kit 1	15 fertig gemischte Individual Fluor-Apatit-Leuzit Glaskeramikmassen von Mamelon- bis zu Opalmassen vereinfachen das Einlegen natürlicher Effekte.
	556568	Impulse Kit 2	14 angemischte Impulsemassen nach Inspiration und Philosophie von namhaften Experten wie Enrico Steger, Donald F. Cornell und Dr. Robert R. Winter.
	556613	Gingiva Kit	5 natürlich wirkende Zahnfleischmassen, die in Kombination mit 4 Gingiva Modifier je nach Patientensituation individuell eingesetzt werden können.
	556624	Essence Kit	4 pulverförmige Keramikmaldfarben zum Beimischen und auch zum direkt Auftragen.
	556630	Stains Kit	14 pastenförmige Intensiv Maldfarben zur Nachahmung natürlicher Charakteristiken auf der Keramikoberfläche.
	561571	Shade Kit	7 pastenförmigen Dentin Maldfarben zur nachträglichen Farbkorrektur an IPS d.SIGN Restaurationen.

IPS d.SIGN Basic Kit

Die IPS d.SIGN Basic Kits sind auf die gängigsten Farben reduziert (8x A–D / 10x Chromascop-Farben). Die am häufigsten vorkommenden Grundzahnfarben sind damit problemlos reproduzierbar.

558195

IPS d.SIGN Basic Kit A–D**Inhalt:**

8x 3 g IPS d.SIGN Opaquer; Farben: A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2, D3
 4x 3 g IPS d.SIGN Intensiv Opaquer; Farben: weiss, violett, braun, incisal
 8x 20 g IPS d.SIGN Dentinmassen; Farben: A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2, D3
 1x 20 g IPS d.SIGN Cervical Dentin D2/D3
 3x 20 g IPS d.SIGN Incisalmassen; Abstufungen: TS1, TS2, TS3
 1x 20 g IPS d.SIGN Transpamasse neutral
 1x 3 g IPS d.SIGN Glasur
 1x 20 g IPS d.SIGN Korrekturmasse
 1x 15 ml IPS d.SIGN Opaquerliquid
 2x 60 ml IPS d.SIGN Modellierliquid, Medium und Optimum 2
 1x 15 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid
 1x 50 ml IPS Model Sealer
 1x 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid
 1x Massenfarbschlüssel Opaquer A–D
 1x Massenfarbschlüssel Dentin A–D
 1x Massenfarbschlüssel Incisal A–D



556458

IPS d.SIGN Basic Kit Chromascop**Inhalt:**

10x 3 g IPS d.SIGN Opaquer; Farben: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510
 4x 3 g IPS d.SIGN Intensiv Opaquer; Farben: weiss, violett, braun, incisal
 10x 20 g IPS d.SIGN Dentinmassen; Farben: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510
 3x 20 g IPS d.SIGN Incisalmassen; Abstufungen: S1, S2, S3
 1x 20 g IPS d. SIGN Transpamasse neutral
 1x 3 g IPS d.SIGN Glasur
 1x 20 g IPS d.SIGN Korrekturmasse
 1x 15 ml IPS d.SIGN Opaquerliquid
 2x 60 ml IPS d.SIGN Modellierliquid, Medium und Optimum 2
 1x 15 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid
 1x 50 ml IPS Model Sealer
 1x 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid
 1x Massenfarbschlüssel Opaquer
 1x Massenfarbschlüssel Dentin
 1x Massenfarbschlüssel Incisal
 1x Chromascop Farbschlüssel

**IPS d.SIGN Trial Kit**

Das Starter Kit bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen ersten Eindruck zu bekommen. Alle wichtigen Material-Komponenten sind in diesem Sortiment enthalten.

558196

IPS d.SIGN Trial Kit A–D**Inhalt:**

1x 3 g IPS d.SIGN Opaquer; Farbe: A3
 1x 3 g IPS d.SIGN Dentin; Farbe: A3
 1x 3 g IPS d.SIGN Incisal; Abstufung: TS2
 1x 3 g IPS d. SIGN Deep Dentin; Farbe: A3
 1x 3 g IPS d.SIGN Margin; Farbe: A3
 1x 3 g IPS d.SIGN Transpa; Farbe: neutral
 1x 3 g IPS d.SIGN Occlusal Dentin; Farbe: orange
 2x 3 g IPS d.SIGN Effect; Farben: 1, 3
 1x 3 g IPS d.SIGN Mamelon; Farbe: light
 1x 3 g IPS d.SIGN Glasur
 1x 5 ml IPS d.SIGN Modellierliquid, Medium
 1x 5 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid
 1x 5 ml IPS d.SIGN Margin Modellierliquid
 1x Massenfarbschlüssel

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
----------	-------------	-------	-------

557242



IPS d.SIGN Trial Kit Chromascope

Inhalt:

- 1x 3 g IPS d.SIGN Opaquer; Farbe: 210
- 1x 3 g IPS d.SIGN Dentin; Farbe: 210
- 1x 3 g IPS d.SIGN Incisal; Abstufung: S2
- 1x 3 g IPS d.SIGN Deep Dentin; Farbe: 210
- 1x 3 g IPS d.SIGN Margin; Farbe: 210
- 1x 3 g IPS d.SIGN Transpa; Farbe: neutral
- 1x 3 g IPS d.SIGN Occlusal Dentin; Farbe: orange
- 2x 3 g IPS d.SIGN Effect; Farben: 1, 3
- 1x 3 g IPS d.SIGN Mamelon; Farbe: light
- 1x 3 g IPS d.SIGN Glasur
- 1x 5 ml IPS d.SIGN Modellierliquid, Medium
- 1x 5 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid
- 1x 5 ml IPS d.SIGN Margin Modellierliquid
- 1x Massenfarbschlüssel

IPS d.SIGN Deep Dentin Kit

Die IPS d.SIGN Deep Dentine erlauben selbst bei geringen Schichtstärken farblich naturkonforme Restaurationsergebnisse. Insbesondere bei Platzmangel kann mit IPS d.SIGN Deep Dentin eine Intensivierung des Chromas vorgenommen werden. Das Kit umfasst die gängigsten Farben.

558256



IPS d.SIGN Deep Dentin Kit A-D

Inhalt:

- 7x 20 g IPS d.SIGN Deep Dentin; Farben: A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2/D3
- 1x Massenfarbschlüssel Deep Dentin

556534



IPS d.SIGN Deep Dentin Kit Chromascope

Inhalt:

- 10x 20 g IPS d.SIGN Deep Dentin; Farben: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510
- 1x Massenfarbschlüssel Deep Dentin

IPS d.SIGN Margin Kit

Die Marginmassen ermöglichen die Gestaltung keramischer Schultern. Die gängigsten Farben (8x A-D / 10x Chromascope), die dazu gehörenden Intensiv Massen sowie die notwendigen Liquids sind im Kit integriert.

558266



IPS d.SIGN Margin Kit A-D

Inhalt:

- 8x 20 g IPS d.SIGN Margin; Farben: A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2/D3
- 4x 20 g IPS d.SIGN Intensiv Margin; Farben: yellow, orange, orange-pink, opaque
- 1x 20 g IPS d.SIGN Margin add-on
- 1x 60 ml IPS d.SIGN Margin Modellierliquid
- 1x 20 ml IPS Margin Sealer
- 1x 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid
- 1x Massenfarbschlüssel Margin

556548



IPS d.SIGN Margin Kit Chromascope

Inhalt:

- 10x 20 g IPS d.SIGN Margin; Farben: 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510
- 4x 20 g IPS d.SIGN Intensiv Margin; Farben: yellow, orange, orange-pink, opaque
- 1x 20 g IPS d.SIGN Margin add-on
- 1x 60 ml IPS d.SIGN Margin Modellierliquid
- 1x 20 ml IPS Margin Sealer
- 1x 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid
- 1x Massenfarbschlüssel Margin

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
----------	-------------	-------	-------

602171



IPS d.SIGN Bleach Kit BL

Vier exakt abgestimmte Farbnuancen erfüllen höchste Ansprüche an die moderne «weisse Ästhetik». Die Bleach-Farben BL1, BL2, BL3 und BL4 ergänzen IPS d.SIGN optimal

Inhalt:

- 2x 3 g IPS d.SIGN Opaquer; Farben: BL1/BL2, BL3/BL4
- 4x 20 g IPS d.SIGN Dentin; Farben: BL1, BL2, BL3, BL4
- 1x 20 g IPS d.SIGN Incisal; Farbe: BL
- 2x 20 g IPS d.SIGN Margin; Farben: BL1, BL4*
- 2x 20 g IPS d.SIGN Deep Dentin; Farben: BL1, BL4*
- 1x 20 g IPS d.SIGN Add-On; Farbe: BL
- 1x IPS d.SIGN/IPS InLine Massenfarbschlüssel BL
- 1x Farbschlüssel Bleach BL

* Die Margin- und Deep Dentin-Massen sind nur in den Farben BL1 und BL4 erhältlich. Die Farben BL2 und BL3 werden durch folgende Abmischung erreicht:
 BL2: 2/3 BL1 : 1/3 BL4
 BL3: 1/3 BL1 : 2/3 BL4

556567



IPS d.SIGN Impulse 1 Kit

15 fertig gemischte Individual Fluor-Apatit-Leuzit Glaskeramikmassen von Mamelon- bis zu Opalmassen vereinfachen das Einlegen natürlicher Effekte.

Inhalt:

- 2x 20 g IPS d.SIGN Occlusal Dentine; Farben: orange, brown
- 3x 20 g IPS d.SIGN Mamelon Massen; Farben: light, yellow-orange, salmon
- 6x 20 g IPS d.SIGN Effect Massen; Abstufungen: Effect 1, Effect 2, Effect 3, Effect 4, Effect 5, Effect violett
- 3x 20 g IPS d.SIGN Transpa Massen; Farben: blue, browngrey, orange-grey
- 1x 20 g IPS d.SIGN Incisal Edge
- 1x Massenfarbschlüssel Impulse 1

556568



IPS d.SIGN Impulse 2 Kit

14 angemischte Impulsmassen nach Inspiration und Philosophie von namhaften Experten wie Enrico Steger, Donald F. Cornell und Dr. Robert R. Winter.

Inhalt:

- 3x 20 g IPS d.SIGN Brilliant Dentin; Farben: yellow, orange, white
- 2x 20 g IPS d.SIGN Palatinal Dentin; Farben: yellow, red
- 2x 20 g IPS d.SIGN Insert Massen; Farben: orange, grey
- 2x 20 g IPS d.SIGN Special Incisal; Farben: yellow, grey
- 1x 20 g IPS d.SIGN Inter Incisal; Farbe: white-blue
- 4x 20 g IPS d.SIGN Cervical Incisal; Farben: yellow, orange-pink, khaki, orange
- 1x Massenfarbschlüssel Impulse 2

556613



IPS d.SIGN Gingiva Kit

5 natürlich wirkende Zahnfleischmassen, die in Kombination mit 4 Gingiva Modifiern je nach Patientensituation individuell eingesetzt werden können. Die farblichen Abstufungen gehen von orange über rötlich bis hin ins Bläuliche.

Inhalt:

- 1x 3 g IPS d.SIGN Gingiva Opaquer
- 5x 20 g IPS d.SIGN Gingiva Massen; Abstufungen: G1, G2, G3, G4, G5
- 4x 20 g IPS d.SIGN Gingiva Modifier; Abstufungen: GM1, GM2, GM3, GM4
- 1x Massenfarbschlüssel Gingiva

556624



IPS d.SIGN Essence Kit

IPS d.SIGN Essence sind pulverförmige Keramikmaldfarben, die man jeder IPS d.SIGN Schichtmasse zur farblichen Intensivierung beimischen kann. IPS d.SIGN Essence sind aber auch zur Oberflächenbemalung bestens geeignet. Mit ihnen können an der Zahnoberfläche Charakteristiken naturgetreu imitiert werden.

Inhalt:

- 4x 1 g IPS d.SIGN Essence; Farben orange, yellow, grey, brown
- 1x 15 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid 15 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
----------	-------------	-------	-------



556630

IPS d.SIGN Stains Kit

Die pastenförmigen Intensiv Malfarben stehen in 14 verschiedenen Farben zur Verfügung. Sie dienen zur Nachahmung natürlicher Charakteristiken auf der Keramikoberfläche. Durch die 3 Komplementärfarben basic blue, basic red, basic yellow können die Farben individuell eingestellt werden.

Inhalt:

- 14x 1 g IPS d.SIGN Stains; Farben white, mahogany, khaki, orange, grey, vanille, crackliner, olive, yellow, black, maroon, basic blue, basic red, basic yellow
- 1x 3 g IPS d.SIGN Glasur
- 1x 15 ml IPS d.SIGN Glasur- und Malfarbenfluid



561571

IPS d.SIGN Shade Kit

Mit den 7 pastenförmigen Dentin Malfarben können nachträglich Farbkorrekturen an IPS d.SIGN Restaurationen durchgeführt werden. Sie sind auf die 20 Chromascop und die 16 A-D Farben abgestimmt.

Inhalt:

- 7x 3 g IPS d.SIGN Shade; Farben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Refills

IPS d.SIGN Opaquer A-D Refill 3 g

558198	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	A1
558199	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	A2
558200	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	A3
558201	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	A3,5
558202	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	A4
558203	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	B1
558204	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	B2
558205	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	B3
558206	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	B4
558207	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	C1
558208	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	C2
558209	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	C3
558210	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	C4
558211	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	D2
558212	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	D3
558213	IPS d.SIGN Opaquer A-D	3 g	D4

IPS d.SIGN Opaquer Chromascop Refill 3 g

556460	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	110
556461	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	120
556462	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	130
556463	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	140
556464	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	210
556465	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	220
556466	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	230
556467	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	240
556468	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	310
556469	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	320
556470	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	330
556471	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	340
556472	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	410
556473	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	420
556474	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	430
556475	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	440
556476	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	510
556477	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	520
556478	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	530
556479	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	540
556480	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	weiss
556481	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	violett
556482	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	braun
556483	IPS d.SIGN Opaquer	3 g	Incisal





Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
IPS d.SIGN Opaquer F Refill 1 g			
599632	IPS d.SIGN Opaquer	1 g	F
IPS d.SIGN Dentin A–D Refill 20 g			
558215	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	A1
558216	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	A2
558217	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	A3
558218	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	A3,5
558219	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	A4
558220	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	B1
558221	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	B2
558222	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	B3
558223	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	B4
558224	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	C1
558225	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	C2
558226	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	C3
558227	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	C4
558228	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	D2
558229	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	D3
558230	IPS d.SIGN Dentin A-D	20 g	D4
558684	IPS d.SIGN Cervical Dentin A-D	20 g	D2/D3
IPS d.SIGN Dentin A–D Refill 100 g			
558232	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	A1
558233	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	A2
558234	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	A3
558235	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	A3,5
558236	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	A4
558237	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	B1
558238	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	B2
558239	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	B3
558240	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	B4
558241	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	C1
558242	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	C2
558243	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	C3
558244	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	C4
558245	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	D2
558246	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	D3
558247	IPS d.SIGN Dentin A-D	100 g	D4
558685	IPS d.SIGN Cervical Dentin AD	100 g	D2/D3
IPS d.SIGN Dentin A–D Refill 250 g			
563507	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	A1
563508	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	A2
563509	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	A3
563510	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	A3,5
563511	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	A4
563512	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	B1
563513	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	B2
563514	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	B3
563515	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	B4
563516	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	C1
563517	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	C2
563518	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	C3
563519	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	C4
563520	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	D2
563521	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	D3
563522	IPS d.SIGN Dentin A-D	250 g	D4
563523	IPS d.SIGN Cervical Dentin A-D	250 g	D2/D3

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
----------	-------------	-------	-------



IPS d.SIGN Dentin Chromascope Refill 20 g			
558188	IPS d.SIGN Bleach Dentin	20 g	010
558189	IPS d.SIGN Bleach Dentin	20 g	020
558190	IPS d.SIGN Bleach Dentin	20 g	030
558191	IPS d.SIGN Bleach Dentin	20 g	040
556485	IPS d.SIGN Dentin	20 g	110
556486	IPS d.SIGN Dentin	20 g	120
556487	IPS d.SIGN Dentin	20 g	130
556488	IPS d.SIGN Dentin	20 g	140
556489	IPS d.SIGN Dentin	20 g	210
556490	IPS d.SIGN Dentin	20 g	220
556491	IPS d.SIGN Dentin	20 g	230
556492	IPS d.SIGN Dentin	20 g	240
556493	IPS d.SIGN Dentin	20 g	310
556494	IPS d.SIGN Dentin	20 g	320
556495	IPS d.SIGN Dentin	20 g	330
556496	IPS d.SIGN Dentin	20 g	340
556497	IPS d.SIGN Dentin	20 g	410
556498	IPS d.SIGN Dentin	20 g	420
556499	IPS d.SIGN Dentin	20 g	430
556500	IPS d.SIGN Dentin	20 g	440
556501	IPS d.SIGN Dentin	20 g	510
556502	IPS d.SIGN Dentin	20 g	520
556503	IPS d.SIGN Dentin	20 g	530
556504	IPS d.SIGN Dentin	20 g	540

IPS d.SIGN Dentin Chromascope Refill 100 g			
556506	IPS d.SIGN Dentin	100 g	110
556507	IPS d.SIGN Dentin	100 g	120
556508	IPS d.SIGN Dentin	100 g	130
556509	IPS d.SIGN Dentin	100 g	140
556510	IPS d.SIGN Dentin	100 g	210
556511	IPS d.SIGN Dentin	100 g	220
556512	IPS d.SIGN Dentin	100 g	230
556513	IPS d.SIGN Dentin	100 g	240
556514	IPS d.SIGN Dentin	100 g	310
556515	IPS d.SIGN Dentin	100 g	320
556516	IPS d.SIGN Dentin	100 g	330
556517	IPS d.SIGN Dentin	100 g	340
556518	IPS d.SIGN Dentin	100 g	410
556519	IPS d.SIGN Dentin	100 g	420
556520	IPS d.SIGN Dentin	100 g	430
556521	IPS d.SIGN Dentin	100 g	440
556522	IPS d.SIGN Dentin	100 g	510
556523	IPS d.SIGN Dentin	100 g	520
556524	IPS d.SIGN Dentin	100 g	530
556525	IPS d.SIGN Dentin	100 g	540


IPS d.SIGN Dentin Chromascope Refill 250 g			
563484	IPS d.SIGN Dentin	250 g	110
563485	IPS d.SIGN Dentin	250 g	120
563486	IPS d.SIGN Dentin	250 g	130
563487	IPS d.SIGN Dentin	250 g	140
563488	IPS d.SIGN Dentin	250 g	210
563489	IPS d.SIGN Dentin	250 g	220
563490	IPS d.SIGN Dentin	250 g	230
563491	IPS d.SIGN Dentin	250 g	240
563492	IPS d.SIGN Dentin	250 g	310
563493	IPS d.SIGN Dentin	250 g	320
563494	IPS d.SIGN Dentin	250 g	330
563495	IPS d.SIGN Dentin	250 g	340
563496	IPS d.SIGN Dentin	250 g	410
563497	IPS d.SIGN Dentin	250 g	420
563498	IPS d.SIGN Dentin	250 g	430
563499	IPS d.SIGN Dentin	250 g	440
563500	IPS d.SIGN Dentin	250 g	510
563501	IPS d.SIGN Dentin	250 g	520
563502	IPS d.SIGN Dentin	250 g	530
563503	IPS d.SIGN Dentin	250 g	540

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
IPS d.SIGN T-Incisal Refill 20 g			
558249	IPS d.SIGN T-Incisal	20 g	TS-1
558250	IPS d.SIGN T-Incisal	20 g	TS-2
558251	IPS d.SIGN T-Incisal	20 g	TS-3
IPS d.SIGN T-Incisal Refill 100 g			
558253	IPS d.SIGN T-Incisal	100 g	TS-1
558254	IPS d.SIGN T-Incisal	100 g	TS-2
558255	IPS d.SIGN T-Incisal	100 g	TS-3
IPS d.SIGN T-Incisal Refill 250 g			
563524	IPS d.SIGN T-Incisal	250 g	TS-1
563525	IPS d.SIGN T-Incisal	250 g	TS-2
563526	IPS d.SIGN T-Incisal	250 g	TS-3
IPS d.SIGN Incisal Refill 20 g			
556527	IPS d.SIGN Incisal	20 g	1
556528	IPS d.SIGN Incisal	20 g	2
556529	IPS d.SIGN Incisal	20 g	3
IPS d.SIGN Incisal Refill 100 g			
556531	IPS d.SIGN Incisal	100 g	1
556532	IPS d.SIGN Incisal	100 g	2
556533	IPS d.SIGN Incisal	100 g	3
IPS d.SIGN Incisal Refill 250 g			
563504	IPS d.SIGN Incisal	250 g	1
563505	IPS d.SIGN Incisal	250 g	2
563506	IPS d.SIGN Incisal	250 g	3
IPS d.SIGN Deep Dentin A-D Refill 20 g			
560512	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	A1
558258	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	A2
558259	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	A3
558260	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	A3,5
560513	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	A4
560514	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	B1
558262	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	B2
558263	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	B3
560515	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	B4
560516	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	C1
560517	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	C2
558264	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	C3
560518	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	C4
558261	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	D2/D3
560519	IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	20 g	D4
IPS d.SIGN Deep Dentin Chromascoop Refill 20 g			
559682	IPS d.SIGN Bleach Deep Dentin	20 g	010
560502	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	110
560503	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	120
556536	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	130
556537	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	140
556538	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	210
556539	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	220
556540	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	230
560504	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	240
556541	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	310
560505	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	320
560506	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	330
560507	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	340
556542	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	410
556543	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	420
556544	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	430
560508	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	440
556545	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	510
560509	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	520
560510	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	530
560511	IPS d.SIGN Deep Dentin	20 g	540




IPS d.SIGN Margin A-D Refill 20 g

560530	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	A1
558268	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	A2
558269	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	A3
558270	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	A3,5
560531	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	A4
560532	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	B1
558272	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	B2
558273	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	B3
560533	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	B4
560534	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	C1
560535	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	C2
558274	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	C3
560536	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	C4
558271	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	D2/D3
560537	IPS d.SIGN Margin A-D	20 g	D4



IPS d.SIGN Margin Chromascop Refill 20 g

558192	IPS d.SIGN Bleach Margin	20 g	010
558193	IPS d.SIGN Bleach Margin	20 g	040
560520	IPS d.SIGN Margin	20 g	110
560521	IPS d.SIGN Margin	20 g	120
556551	IPS d.SIGN Margin	20 g	130
556553	IPS d.SIGN Margin	20 g	140
556554	IPS d.SIGN Margin	20 g	210
556555	IPS d.SIGN Margin	20 g	220
556556	IPS d.SIGN Margin	20 g	230
560522	IPS d.SIGN Margin	20 g	240
556557	IPS d.SIGN Margin	20 g	310
560523	IPS d.SIGN Margin	20 g	320
560524	IPS d.SIGN Margin	20 g	330
560525	IPS d.SIGN Margin	20 g	340
556558	IPS d.SIGN Margin	20 g	410
556559	IPS d.SIGN Margin	20 g	420
556560	IPS d.SIGN Margin	20 g	430
560526	IPS d.SIGN Margin	20 g	440
556561	IPS d.SIGN Margin	20 g	510
560527	IPS d.SIGN Margin	20 g	520
560528	IPS d.SIGN Margin	20 g	530
560529	IPS d.SIGN Margin	20 g	540
556562	IPS d.SIGN Margin	20 g	gelb
556563	IPS d.SIGN Margin	20 g	orange
556564	IPS d.SIGN Margin	20 g	orange-pink
556565	IPS d.SIGN Margin	20 g	Add-On
556566	IPS d.SIGN Margin	20 g	Opaque










IPS d.SIGN Bleach BL Refill 20 g

602924	IPS d.SIGN Opaquer Bleach BL	20 g	BL1/BL2
602925	IPS d.SIGN Opaquer Bleach BL	20 g	BL3/BL4
602953	IPS d.SIGN Dentin Bleach BL	20 g	BL1
602954	IPS d.SIGN Dentin Bleach BL	20 g	BL2
602955	IPS d.SIGN Dentin Bleach BL	20 g	BL3
602956	IPS d.SIGN Dentin Bleach BL	20 g	BL4
602957	IPS d.SIGN Incisal Bleach BL	20 g	BL
602947	IPS d.SIGN Margin Bleach BL	20 g	BL1
602948	IPS d.SIGN Margin Bleach BL	20 g	BL4
602950	IPS d.SIGN Deep Dentin Bleach BL	20 g	BL1
602951	IPS d.SIGN Deep Dentin Bleach BL	20 g	BL4
602958	IPS d.SIGN Add-On Bleach BL	20 g	BL



Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
IPS d.SIGN Brilliant Dentin Refill 20 g			
556570	IPS d.SIGN Brilliant Dentin	20 g	gelb
556571	IPS d.SIGN Brilliant Dentin	20 g	orange
556572	IPS d.SIGN Brilliant Dentin	20 g	weiss
IPS d.SIGN Palatinal Dentin Refill 20 g			
556573	IPS d.SIGN Palatinal Dentin	20 g	gelb
556574	IPS d.SIGN Palatinal Dentin	20 g	rot
IPS d.SIGN Mamelon Refill 20 g			
556575	IPS d.SIGN Mamelonmasse	20 g	light
556576	IPS d.SIGN Mamelonmasse	20 g	gelb-orange
556577	IPS d.SIGN Mamelonmasse	20 g	salmon
IPS d.SIGN Insert Refill 20 g			
556578	IPS d.SIGN Insert	20 g	orange
556579	IPS d.SIGN Insert	20 g	grau
IPS d.SIGN Inter Incisal Refill 20 g			
556580	IPS d.SIGN Inter Incisal	20 g	weiss-blau
IPS d.SIGN Special Incisal Refill 20 g			
556581	IPS d.SIGN Special Incisal	20 g	gelb
556582	IPS d.SIGN Special Incisal	20 g	grau
IPS d.SIGN Transpa Refill 20 g			
556583	IPS d.SIGN Transpa	20 g	blau
556584	IPS d.SIGN Transpa	20 g	braun-grau
556585	IPS d.SIGN Transpa	20 g	orange-grau
556586	IPS d.SIGN Transpa	20 g	neutral
IPS d.SIGN Transpa Refill 100 g			
563527	IPS d.SIGN Transpa	100 g	neutral
IPS d.SIGN Transpa Refill 250 g			
563528	IPS d.SIGN Transpa	250 g	neutral
IPS d.SIGN Occlusal Dentin Refill 20 g			
556587	IPS d.SIGN Occlusal Dentin	20 g	orange
556588	IPS d.SIGN Occlusal Dentin	20 g	braun
IPS d.SIGN Incisal Edge Refill 20 g			
556589	IPS d.SIGN Incisal Edge	20 g	
IPS d.SIGN Cervical Incisal Refill 20 g			
556590	IPS d.SIGN Cervical Incisal	20 g	gelb
556591	IPS d.SIGN Cervical Incisal	20g	orange-pink
556592	IPS d.SIGN Cervical Incisal	20 g	khaki
556593	IPS d.SIGN Cervical Incisal	20 g	orange
IPS d.SIGN Effect Refill 20 g			
556594	IPS d.SIGN Effect	20 g	1
556595	IPS d.SIGN Effect	20 g	2
556596	IPS d.SIGN Effect	20 g	3
556597	IPS d.SIGN Effect	20 g	4
574564	IPS d.SIGN Effect	20 g	5
556598	IPS d.SIGN Effect	20 g	violett

	Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
		IPS d.SIGN Gingiva Opaquer Refill 3 g		
	556623	IPS d.SIGN Gingiva Opaquer	3 g	
		IPS d.SIGN Gingiva Refill 20 g		
	556615	IPS d.SIGN Gingiva	20 g	1
	556616	IPS d.SIGN Gingiva	20 g	2
	556617	IPS d.SIGN Gingiva	20 g	3
	556618	IPS d.SIGN Gingiva	20 g	4
	556802	IPS d.SIGN Gingiva	20 g	5
		IPS d.SIGN Gingiva Modifier Refill 20 g		
	556619	IPS d.SIGN Gingiva Modifier	20 g	1
	556620	IPS d.SIGN Gingiva Modifier	20 g	2
	556621	IPS d.SIGN Gingiva Modifier	20 g	3
	556622	IPS d.SIGN Gingiva Modifier	20 g	4
		IPS d.SIGN Essence Refill 1 g		
	556626	IPS d.SIGN Essence	1 g	orange
	556627	IPS d.SIGN Essence	1 g	gelb
	556628	IPS d.SIGN Essence	1 g	grau
	556629	IPS d.SIGN Essence	1 g	braun
		IPS d.SIGN Shade Refill 3 g		
	561572	IPS d.SIGN Shade	3 g	1
	561573	IPS d.SIGN Shade	3 g	2
	561574	IPS d.SIGN Shade	3 g	3
	561575	IPS d.SIGN Shade	3 g	4
	561576	IPS d.SIGN Shade	3 g	5
	561577	IPS d.SIGN Shade	3 g	6
	561578	IPS d.SIGN Shade	3 g	7
		IPS d.SIGN Stains Refill 1 g		
	556632	IPS d.SIGN Stains	1 g	basic blue
	556633	IPS d.SIGN Stains	1 g	weiss
	556634	IPS d.SIGN Stains	1 g	mahagoni
	556635	IPS d.SIGN Stains	1 g	khaki
	556636	IPS d.SIGN Stains	1 g	orange
	556637	IPS d.SIGN Stains	1 g	grau
	556638	IPS d.SIGN Stains	1 g	vanille
	556639	IPS d.SIGN Stains	1 g	crackliner
	556640	IPS d.SIGN Stains	1 g	olive
	556641	IPS d.SIGN Stains	1 g	gelb
	561102	IPS d.SIGN Stains	1 g	basic yellow
	561103	IPS d.SIGN Stains	1 g	basic red
	561104	IPS d.SIGN Stains	1 g	black
	561105	IPS d.SIGN Stains	1 g	maroon
		IPS d.SIGN Glasurpaste Refill 3 g		
	556643	IPS d.SIGN Glasurpaste	3 g	
		IPS d.SIGN Add-On Refill 20 g		
	556642	IPS d.SIGN Add On	20 g	1
		IPS d.SIGN Opaquerliquid Refill 15 ml		
	556645	IPS d.SIGN Opaquerliquid	15 ml	
		IPS d.SIGN Margin Modellierliquid Refill 60 ml		
	556648	IPS d.SIGN Margin Modellierliquid	60 ml	



IPS d.SIGN Modellerliquid Medium Refill 60 / 250 ml

Eignet sich ausgezeichnet zum Anmischen von IPS d.SIGN, für die meisten Schichttechniken und Restaurationen. Das Modellerliquid Medium kommt Technikern entgegen, die eine längere Verarbeitung und höhere Standfestigkeit von IPS d.SIGN bevorzugen. Dadurch kann IPS d.SIGN in kleineren Portionen ohne ständiges Befeuchten verarbeitet werden. Durch die längere Verarbeitung als beim Modellerliquid Light bedarf es einer längeren Schliesszeit (Vortrocknungszeit) beim Brennvorgang.

Inhaltsstoffe: Wasser, Butandiol und Additiv

556644	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Medium	60 ml
558985	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Medium	250 ml



IPS d.SIGN Modellerliquid Light Refill 60 / 250 ml

Eignet sich ausgezeichnet zum Anmischen von IPS d.SIGN für kleinere Restaurationen oder für kleinere Portionen beim 2. Dentin- und Schneidebrand (Korrekturbrand). Die Modellerflüssigkeit Light kommt Technikern entgegen, die eine trockenere Verarbeitung, d.h. ohne ständiges Absaugen, bevorzugen, da ein schnelleres Verdunsten stattfindet. Dadurch lässt sich IPS d.SIGN gut mit einem Instrument bearbeiten.

Inhaltsstoffe: Wasser, Butandiol und Additiv

564045	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Light	60 ml
564043	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Light	250 ml



IPS d.SIGN Modellerliquid Premium Refill 60 / 250 ml

Eignet sich ausgezeichnet zum Anmischen von IPS d.SIGN für grössere Restaurationen, wo eine längere Plastizität und eine geschmeidige Konsistenz gewünscht wird. Das Modellerliquid Premium kommt Technikern entgegen, die eine lange und feuchte Verarbeitung von IPS d.SIGN bei gleichzeitig hoher Standfestigkeit bevorzugen. Dadurch kann IPS d.SIGN ohne ständiges Befeuchten verarbeitet werden. Durch die lange geschmeidige Konsistenz bedarf es jedoch einer kontrollierten Absaugung und einer längeren Schliesszeit (Vortrocknungszeit) beim Brennvorgang.

Inhaltsstoffe: Wasser, Butandiol-Chlorid Lösung

564046	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Premium	60 ml
564044	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Premium	250 ml



IPS d.SIGN Modellerliquid Optimum 1 Refill 60 / 250 ml

Eignet sich ausgezeichnet zum Anmischen von IPS d.SIGN, mit hervorragendem Brennverhalten mit geringst möglicher Schrumpfung. Die Massen lassen sich schnell absaugen und verdichten und eignen sich speziell für das manuelle Abtragen der Massen mit Instrumenten.

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyethylenglycol (PEG) und Additiv

575541	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Optimum 1	60 ml
575542	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Optimum 1	250 ml



IPS d.SIGN Modellerliquid Optimum 2 Refill 60 / 250 ml

Eignet sich ausgezeichnet zum Anmischen von IPS d.SIGN, mit unterstützenden Modellereigenschaften sowie optimiertem Brennverhalten mit geringer Schrumpfung. Die Flüssigkeit eignet sich für das gezielte Auftragen der Massen ohne ständiges Absaugen.

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyethylenglycol (PEG) und Additiv

575543	IPS d.SIGN Build-Up Liquid. Optimum 2	60 ml
575545	IPS d.SIGN Build-Up Liquid Optimum 2	250 ml



IPS d.SIGN Mal- und Glasurliquid Refill 15 ml

556646	IPS d.SIGN Mal- u. Glasurliquid	15 ml
--------	---------------------------------	-------

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	Farbe
----------	-------------	-------	-------



IPS Model Sealer

Dient als Isolierung zwischen Gipsmodell und Schichtmassen. Der Model Sealer verschliesst die Gipsoren und verhindert das Absaugen der Feuchtigkeit aus der Keramikmasse.

593401

IPS Model Sealer Refill 50 ml

IPS Model Sealer

50 ml



IPS Margin Sealer

Dieses Isolierliquid dient ausschliesslich zum Isolieren des Gipsstumpfes bei der Herstellung einer keramischen Schulter aus Margin Massen.

593402

IPS Margin Sealer Refill 20 ml

IPS Margin Sealer Liquid

20 ml



IPS Ceramic Separating Liquid with Brush

Die Isolierflüssigkeit dient zum Bestreichen der Stellen, die mit dem Margin Sealer oder dem Model Sealer imprägniert wurden. Eine saubere Trennung der Keramikmasse vom Gipsmodell bzw. Gipsstumpf ist somit gewährleistet.

593403

IPS Ceramic Separating Liquid with Brush Refill 15 ml

IPS Ceramic Separating Liquid with Brush

15 ml

Massenfarbschlüssel

- 605191 Massenfarbschlüssel Opaquer
- 556652 Massenfarbschlüssel Dentin
- 556653 Massenfarbschlüssel Deep Dentin
- 556654 Massenfarbschlüssel Margin
- 556655 Massenfarbschlüssel Incisal
- 556656 Massenfarbschlüssel Impulse 1
- 556657 Massenfarbschlüssel Impulse 2
- 605192 Massenfarbschlüssel Gingiva
- 602984 Massenfarbschlüssel Bleach BL
- 605190 Massenfarbschlüssel Opaquer A-D
- 558278 Massenfarbschlüssel Dentin A-D
- 558279 Massenfarbschlüssel Deep Dentin A-D
- 558280 Massenfarbschlüssel Margin A-D
- 559046 Massenfarbschlüssel T-Incisal
- 561317 Massenfarbschlüssel Deep Dentin 2
- 561318 Massenfarbschlüssel Margin 2
- 561319 Massenfarbschlüssel Deep Dentin A-D 2
- 561320 Massenfarbschlüssel Margin A-D 2



557684

IPS d.SIGN Materialbox

IPS d.SIGN Materialbox leer