

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tabla de programas cocción en °C

Ivoclar Vivadent		Valores en °C											IRT-t*		
Tabla de programas													Modo IRT		
Rango de valores para todos los programas		MIN													
		MAX													
Grupo de materiales	P.Nr.	B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti			IRT-t*		
		Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [m:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]			
		100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-		
		700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-		
IPS Style	1	1 ³ /2 ⁹ Cocción Opaquer Polvo	m.v.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	2	1 ³ /2 ⁹ Cocción Opaquer Pasta	m.v.	403	06:00	100	870	02:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	3	1 ³ /2 ⁹ Cocción Margin	m.v.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	4	1 ³ Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.v.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	5	2 ⁹ Cocción Dent/Inc/ One	m.v.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	6	Cocción Maquillaje	m.v.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	7	Cocción glaseado/AddOn y glaseado	m.v.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	8	Add-On tras Cocción Glaseado	m.v.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine	21	1 ³ /2 ⁹ Cocción Opaquer Polvo	m.v.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	22	1 ³ /2 ⁹ Cocción Opaquer Pasta	m.v.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	23	1 ³ /2 ⁹ Cocción Margin	m.v.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	24	1 ³ Cocción Dentin/Incisal	m.v.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	25	2 ⁹ Cocción Dentin/Incisal	m.v.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	26	Cocción Margin Add-On	m.v.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	27	Add-On tras Cocción Dentin/Incisal	m.v.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	28	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	29	Cocción Maquillaje Inline	m.v.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	30	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS Empress Esthetic + CAD	31	Cocción Glaseado Inline	m.v.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	32	Add-On tras Cocción Glaseado	m.v.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	41	Cocción Wash	m.v.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	42	1 ³ /2 ⁹ Cocción Incisal/Transpa	m.v.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	43	Cocción Maquillaje Universal	m.v.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	44	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	45	Cocción Glaseado Universal	m.v.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica maquillaje	46	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	47	Add-On	m.v.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	61	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	62	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	63	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	64	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	65	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.v.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica capas	81	Cocción de Preparación (Base)	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	82	Cocción de Preparación (Caract.)	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	83	1 ³ /2 ⁹ Cocción Dentin/Incisal	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	84	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	85	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	86	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	87	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	88	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	89	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	90	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.v.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica maquilla	101	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.v.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	102	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	103	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	104	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	105	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	106	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.v.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	121	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.v.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica capas	122	Cocción de Preparación (Base)	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	123	Cocción de Preparación (Caract.)	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	124	1 ³ /2 ⁹ Cocción Dentin/Incisal	m.v.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	125	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	126	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	127	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	128	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	129	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.v.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	130	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	131	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.v.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Maquillaje	141	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.v.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	142	Cocción Glaseado Ivocolor	m.v.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	150	Cocción de Regeneración	o.v.	403	00:18	65	1050	15:00	apagado	apagado	750	25	apagado	00:00	apagado

Versión: 10
Fecha de edición: 2019-03

Validez a partir del Software
V5.2 para P310 /
V6.0 para P510 /
V4.0 para P710 /
V4.2 para EP 3010 /
V5.0 para EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valores en °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti			IRT-t*
Tabla de programas		MIN		Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]	Modo IRT
Rango de valores para todos los programas		MAX		100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
Grupo de materiales	P.Nr.	700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-	-	-
IPS e.max CAD Crystall/Glaze	161	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	162	Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	163	Cocción Fusión/Cristal. CAD-On	m.V.	403	02:00	30 / 30	830 / 850	02:00 / 07:00	550 / 830	830 / 850	610	apagado	403	06:00	Modo fusión
	164	Cocción Correc./Glaseado CAD-On	m.V.	403	06:00	60 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	610	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
IPS e.max CAD técnica maquillaje	165	Cristalización Rápida	m.V.	403	00:30	120 / 70	850 / 870	00:00 / 03:30	690 / 850	850 / 870	705	apagado	460	00:01	apagado
	166	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	181	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	182	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max CAD técnica de capas	183	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	184	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	185	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	186	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	187	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	201	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	202	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	203	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	204	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	205	1 1/2º Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine PoM	206	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	207	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	208	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	209	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	210	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	211	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	212	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	221	1 1/2º Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	222	1 1/2º Cocción Opaquer Pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	223	Cocción Retoque	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine One	224	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	225	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	226	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	227	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	228	Add-On tras Cocción de Glaseado 690º C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	241	1 1/2º Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	242	1 1/2º Cocción Opaquer Pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	243	1º Cocción Denticisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	244	2º Cocción Denticisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	245	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS d.SIGN	246	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	247	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	248	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	249	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	261	1º Cocción Opaquer Polvo (Wash)	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	262	2º Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	263	1 1/2º Cocción Margin	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	264	1 1/2º Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	265	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	266	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Capas	267	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	268	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	269	Cocción Glaseado sin Glaze	m.V.	403	04:00	60	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	270	Cocción Add-On Margin	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	271	Cocción Mezcla Add-On 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	272	Cocción de Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	281	Cocción ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	282	1 1/2º Cocción Margin	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	283	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	284	1 1/2º Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Capas	285	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	286	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	287	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	288	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	289	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	290	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	291	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	292	Cocción de Regeneración	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	apagado	apagado	750	25	apagado	00:00	apagado

Versión: 10
Fecha de edición: 2019-03

Validez a partir
del Software
V5.2 para P310 /
V6.0 para P510 /
V4.0 para P710 /
V4.2 para EP 3010 /
V5.0 para EP 5010

Se puede encontrar información sobre los programas individuales en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

Los programas n.º 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 se han diseñado específicamente para los nuevos hornos Programat y no son compatibles con dispositivos de generaciones anteriores.
Los parámetros marcados con (*) solo están disponibles en hornos con tecnología de infrarrojos Programat.

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío



Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tabla de programas cocción en °F

Ivoclar Vivadent		Valores en °F		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl	[°F]	[hh:mm:ss]	IRT-t*	
Tabla de programas		MIN		Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descon. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[hh:mm:ss]	Modo IRT	
Rango de valores para todos los programas		MAX		212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	00:00	-	
				1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-	
Grupo de materiales	P.Nr.															
IPS Style		1	1½/2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		2	1½/2ª Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1598	02:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		3	1½/2ª Cocción Margin	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		4	1ª Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		5	2ª Cocción Dent/Inc/ One	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		6	Cocción Maquillaje	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		7	Cocción Glaseado/AddOn y glaseado	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		8	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine		21	1½/2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		22	1½/2ª Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		23	1½/2ª Cocción Margin	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		24	1ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		25	2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		26	Cocción Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		27	Add-On tras Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1580	01:00	842	1578	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		28	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		29	Cocción Maquillaje Inline	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		30	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		31	Cocción Glaseado Inline	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		32	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS Empress Esthetic + CAD		41	Cocción Wash	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		42	1½/2ª Cocción Incisal/Transpa	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		43	Cocción Maquillaje Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		44	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		45	Cocción Glaseado Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		46	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		47	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica maquillaje		61	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		62	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		63	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		64	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		65	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica de capas		81	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		82	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		83	1½/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		84	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		85	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		86	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		87	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		88	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		89	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		90	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica maquilla		101	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		102	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		103	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		104	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		105	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		106	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica capas		121	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		122	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		123	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		124	1½/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		125	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		126	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		127	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		128	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		129	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		130	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		131	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Maquillaje		141	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		142	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		150	Cocción de Regeneración	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	apagado	apagado	1382	45	apagado	00:00	apagado

Versión: 10
Fecha de edición: 2019-03

Validez a partir del Software V5.2 para P310 / V6.0 para P510 / V4.0 para P710 / V4.2 para EP 3010 / V5.0 para EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valores en °F		B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti			IRT-t*	
Tabla de programas		MIN	MAX	Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descon. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[hh:mm:ss]	Modo IRT	
Rango de valores para todos los programas				212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	00:00	-	
				1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	1292	1292	01:00:00	-	
Grupo de materiales	P.Nr.															
IPS e.max CAD Crystal/Glaze	161	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	162	Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	163	Cocción Fusión/Cristal. CAD-On	m.V.	757	02:00	54 / 54	1526 / 1562	02:00 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	apagado	757	06:00	Modo fusión	
	164	Cocción Correc./Glaseado CAD-On	m.V.	757	06:00	108 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	165	Cristalización Rápida	m.V.	757	00:30	216 / 126	1562 / 1598	00:00 / 03:30	1274 / 1562	1562 / 1598	1301	apagado	860	00:01	apagado	
IPS e.max CAD técnica maquillaje	166	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	181	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	182	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	183	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	184	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	185	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	186	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	187	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	IPS e.max CAD técnica de capas	201	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		202	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
203		Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
204		Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
205		1ª/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
206		Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
207		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
208		Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
209		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
210		Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
211		Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
212		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
IPS InLine PoM		221	1ª/2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		222	1ª/2ª Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		223	Cocción Retoque	m.V.	757	04:00	108	1544	01:00	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	224	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	225	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	226	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	227	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	02:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	228	Add-On tras Cocción de Glaseado 690º C	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	IPS InLine One	241	1ª/2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		242	1ª/2ª Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
243		1ª Cocción Dentcisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
244		2ª Cocción Dentcisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
245		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
246		Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
247		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
248		Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
249		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
IPS d.SIGN		261	1ª Cocción Opaquer Polvo (Wash)	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	262	2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	263	1ª/2ª Cocción Margin	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	264	1ª/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	265	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	266	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	267	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	268	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	269	Cocción Glaseado sin Glaze	m.V.	757	04:00	108	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	270	Cocción Add-On Margin	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
271	Cocción Mezcla Add-On 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
272	Cocción de Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS e.max ZrCAD Técnica de Capas	281	Cocción ZrLiner	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	282	1ª/2ª Cocción Margin	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	283	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	284	1ª/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	285	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	286	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	287	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	288	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	289	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	290	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
291	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
292	Cocción de Regeneración	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	apagado	apagado	1382	45	apagado	00:00	apagado		

Se puede encontrar información sobre los programas individuales en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

Los programas n.º 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 se han diseñado específicamente para los nuevos hornos Programat y no son compatibles con dispositivos de generaciones anteriores. Los parámetros marcados con (*) solo están disponibles en hornos con tecnología de infrarrojos Programat.

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío

Versión: 10
Fecha de edición: 2019-03

Validez a partir del Software V5.2 para P310 / V6.0 para P510 / V4.0 para P710 / V4.2 para EP 3010 / V5.0 para EP 5010