



## Zubehör Brennöfen: Die ideale Ergänzung für Ihr Programat®-Gerät

### Programat®-Brenngutträger-Kit 2

655 946

Dieses Brenngutträger-Kit 2 wurde speziell für die Programat-Öfen entwickelt. Die Stützstifte können individuell je nach Bedarf im Brenngutträger montiert werden.

#### Lieferform:

- 2 Brenngutträger
- 6 Stützstifte A
- 6 Stützstifte B
- 2 Fächerpins
- 2 Keramikröhrchen
- 1 Hobbyceram Stift



### Brenngutträger-Metallstifte Refill

626 698

Die Metallstifte passen zum Programat Brenngutträger und können je nach Bedarf individuell im Brenngut-Wabenträger montiert werden.

#### Lieferform:

- 4 Metallstifte A
- 4 Metallstifte B
- 4 Metallstifte C



### Automatisches Temperatur-Kontrollset „ATK2“

598 833

Das automatische Temperatur-Kontrollset ATK2 dient zur Überprüfung und Justierung der exakten Brenntemperatur bei Geräten mit automatischem Kalibrationsprogramm für das ATK2-System (für Programat P500, P510, P700, P710, CS, CS2, EP 3000, EP 3010, EP 5000 und EP 5010).

Das Besondere am ATK2 ist, dass eine automatische Doppelbereichskalibration in einem Vorgang durchgeführt werden kann.



### Keramikröhrchen für Metallstifte Refill

666 068

Die Keramikröhrchen können auf die Brenngutträger-Metallstifte aufgesteckt werden. Demzufolge kommt die metallfreie Restauration nicht in direkten Kontakt mit dem Metallstift.

#### Lieferform:

- 10 Keramikröhrchen



### Temperatur-Kontrollset 2

544 903

Dieses Temperatur-Kontrollset dient zur Überprüfung und Justierung der Ofentemperatur im Programat-Brennraum, z.B. für Programat P100, P200, P300 und P310.



### Silber-Testdrähte Refill

545 634

#### Lieferform:

- 5 Silber-Testdrähte





## Zubehör Brennöfen: Die ideale Ergänzung für Ihr Programat®-Gerät

### Digital Shade Assistant Starter Kit

679 917

Das Digital Shade Assistant Starter Kit wurde speziell für den Einstieg in die digitale Zahnfarbbestimmung mit dem P710 entwickelt und beinhaltet alle Komponenten, welche vom Anwender benötigt werden. Der Digital Shade Assistant Holder dient zur Aufnahme der Farbschlüsselzähne.



#### Lieferform:

3 Digital Shade Assistant Holder  
1 A-D-Farbschlüssel

### Digital Shade Assistant Holder Kit

679 916

Der Digital Shade Assistant Holder dient zur Aufnahme der Farbschlüsselzähne für die DSA Funktion des Programat P710.



#### Lieferform:

2 Digital Shade Assistant Holder

### USB-Downloadkabel

597 183

Mit dem USB Downloadkabel kann die Geräte-Software über einen PC/Laptop aktualisiert (Update/Upgrade) werden. Über das USB-Downloadkabel kann der Ofen auch mittels der PrograBase X10 Software vom PC aus gesteuert bzw. eine Brenndatenprotokollierung durchgeführt werden.



### Programat® USB-Stick

598 601

Auf diesen USB-Stick können individuelle Programme und Daten gespeichert werden.



### Programat® WLAN-Kit

655 949

Dient der drahtlosen Datenübertragung (für P510, P710 und EP 5010).



### Programat® WLAN/Bluetooth-Kit

679 915

Dieses Kit beinhaltet einen WLAN-Stick für die drahtlose Datenübertragung und einen Bluetooth-Stick für die Telefon-Freisprechfunktion (für P710).



### Brenngutzange

530 665

Diese Brenngutzange dient der Bestückung vom Ofen-Brennraum. Hohe Materialqualität zeichnet diese Brenngutzange aus.

#### Lieferform:

1 Brenngutzange



### Programat® Zangenhalter xx10

655 945

Der Programat Zangenhalter kann am Programat-Gehäuse fixiert werden und erlaubt die bequeme Ablage der Brenngutzange.



### Programat® Display-Reinigungstuch

655 947

Mit diesem Spezialtuch kann das Display und das Glas des IR-Sensors gereinigt werden.

