

Materials combination table / Massenkombinationstabelle

A–D shades / A–D Farben

	reddish-brown / rötlich-bräunlich					reddish-yellow / rötlich-gelblich				grey / Grautöne				reddish-grey / rötlich-grau		
Opaquer																
Intensive Opaquer																
Margin																
Intensive Margin																
Cervical Dentin																
Deep Dentin																
Dentin																
Transpa Incisal																
Transparent	clear					clear				clear				clear		

PS InLine® – Materials combination table / Massenkombinationstabelle

Shades independent of any shade system / Farbsystemunabhängig

Impulse Kit							
Occlusal Dentin							
	orange	brown					
Mamelon							
	light	salmon	yellow-orange				
Opal Effect							
	OE 1	OE 2	OE 3	OE 4	OE 5	OE violet	
Transparent							
	neutral	blue	brown-grey				
Cervical Incisal							
	orange	yellow					
Gingiva Kit							
Gingiva Opaquer		Gingiva					
	pink		G1	G2	G3	G4	G5
Intensiv Gingiva							
	IG1	IG2	IG3	IG4			
Shade / Stains Kit							
Shade							
	1	2	3	4	5	6	7
A–D Shades	A1, B1, B2	A2, A3, A3.5	B3, B4, D4	A4	C1, D2, D3	C2, C3, C4	–
Chromascop	110, 120, 130 BL1, BL2, BL3, BL4	140, 210, 220, 230, 240	310, 320, 340	340, 540	–	410, 420, 430, 440, 510	520, 530
Stains							
	basic blue	basic red	basic yellow	black	crackliner	grey	khaki
	mahogany	maroon	olive	orange	vanille	white	yellow

Bleach Kit BL				
Opaquer				
	BL1/BL2	BL3/BL4		
Margin			Die Margin-Massen sind nur in den Farben BL1 und BL4 erhältlich. Die Farben BL2 und BL3 werden durch folgende Abmischung erreicht: – BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4 – BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4	
	BL1	BL4		
Deep Dentin			Die Deep Dentin-Massen sind nur in den Farben BL1 und BL4 erhältlich. Die Farben BL2 und BL3 werden durch folgende Abmischung erreicht: – BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4 – BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4	
	BL1	BL4		
Dentin				
	BL1	BL2	BL3	BL4
Incisal				
	BL			
Add-On				
	BL			