

Telio®



Für **Provisorien** gemacht

Die Systemlösung für **temporäre Versorgung**en

Telio® ist die umfassende Systemlösung für temporäre Versorgung. Sie erfüllt optimal die Anforderungen von Zahnärzten und Zahntechnikern.

Telio-Produkte eignen sich für die Herstellung von konventionellen und implantatgetragenen Provisorien. Sie sind materialtechnisch miteinander kompatibel und farblich optimal aufeinander abgestimmt.



**Mehr Informationen zu unserem
Telio Produktportfolio finden Sie unter:**

www.ivoclarvivadent.com/telio-de

Telio® Link

Telio® Inlay/Onlay



Mit den richtigen Provisorien zu **erfolgreichen finalen Restaurationen**

Das Provisorium hat eine zentrale Rolle in der Behandlungsplanung. Es ermöglicht einen Ausblick auf die definitive Versorgungslösung. Funktion, Phonetik und Ästhetik der finalen Restauration werden vorbestimmt, können jedoch noch jederzeit angepasst werden. Das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen permanenten Restauration.

Die Lösung für diesen essenziellen Behandlungsschritt heisst Telio®, ein komplettes Produktsystem für Provisorien mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.



Kurzzeitprovisorien



Telio® Desensitizer

Lösung zur Vermeidung und Reduktion von Dentinüberempfindlichkeiten und postoperativen Sensibilitäten

- **verringerte Dentinempfindlichkeit** dank Versiegelung der Dentinoberfläche
- **kurze Behandlungszeit** dank geringer Einwirkdauer und dem Entfallen einer weiteren Lichthärtung
- **Vermeidung von Wechselwirkungen** zwischen temporärem Füllungsmaterial und definitiver Restauration

Telio® Inlay/Onlay

Lichthärtende Einkomponenten-Materialien für die temporäre Versorgung

- **effizienter Prozess** ohne zusätzliche Verwendung eines provisorischen Zements oder Adhäsivs
- **leichtere Entfernbarkeit** (in einem Stück) dank optimaler indikationsgerechter Elastizitäten
- **flexibles Arbeiten** mit Cavifils oder Spritzen



Telio® CS C&B

Selbsthärtendes Composite-Material für hochwertige, temporäre Kronen- und Brückenversorgungen

- **optimale Tragedauer** dank hoher Biegefestigkeit und E-Modul
- **Passgenauigkeit und Spannungsfreiheit** dank geringem Volumenschwund und minimaler Wasseraufnahme
- **Optimale Ästhetik** auch für die temporäre Versorgung, dank der vielfältigen Auswahl an abgestimmten Farben



Telio® Link


Dualhärtender temporärer Befestigungszement zur ästhetischen Eingliederung provisorischer Restaurationen

- **gutes Retentionsverhalten** dank hoher Druckfestigkeit und hohen Shore-D-Härtewerten
- **Flexibilität bei der Behandlungsplanung** und bei der Wahl der definitiven Materialien aufgrund des eugenolfreien Zements
- **hohe Ästhetik** dank zweier transluzenter Farben (A3 und Transparent)

Langzeitprovisorien

Telio® CAD

Vernetzte PMMA-Blöcke und -Scheiben für die Fertigung von temporären Kronen, Brücken und Hybrid-Abutment-Kronen



- **hohe Materialhomogenität** und Prozesssicherheit
- **Farbstabilität** und natürliche Fluoreszenz
- **sehr gute Polierbarkeit**

Telio CAD Abutment Solutions



Die Telio CAD A16 Blöcke verfügen über eine vorgefertigte Schnittstelle für das direkte Verkleben mit der Titanbasis z. B. mit der Ti-Base von Dentsply Sirona.

So lassen sich chairside implantatgetragene Hybrid-Abutment-Kronen fertigen.



Patienten überzeugen

Bereits im temporären Stadium kann dem Patienten gezeigt werden, wie die finale Restauration aussehen soll. Die hervorragenden optischen Eigenschaften des Materials machen dies möglich.

Lieferformen

<p>Telio CS C&B Refill 1 Doppelkartusche, 78 g, (in der gewählten Farbe) 10 Mischkanülen</p>	<p>628249 AN BL3 628245 AN A1 628246 AN A2 628247 AN A3 628248 AN A3.5 561381 AN C&B Dispenser 628157 Refill Mischkanülen (50 Stk.)</p>	
<p>Telio Desensitizer Refill</p>	<p>701959 1 Flasche, 5 g 701960 50 Single Dose, 0.1 g</p>	
<p>Telio Link Refill 2 Doppelschubspritzen, 6 g 10 Mischkanülen</p>	<p>701957 A3 701958 Transparent 645951 Refill Mischkanülen (15 Stk.)</p>	
<p>Telio Inlay</p>	<p>Spritze: 701261 3x 2.5 g Universal 701265 3x 2.5 g Transparent</p>	<p>Cavifil: 701263 30x 0.25 g Universal 701267 30x 0.25 g Transparent</p> 
<p>Telio Onlay</p>	<p>Spritze: 701262 3x 2.5 g Universal 701266 3x 2.5 g Transparent</p>	<p>Cavifil: 701264 30x 0.25 g Universal 701268 30x 0.25 g Transparent</p> 

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

674526/DE/2019-06



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation