

Politip

Einzigartig glatte Composite- und Amalgam-Restaurationen

Die beliebten
Allzweckpolierer



Politip

Einzigartig glatte Composite- und Amalgam-Restaurationen

Die bewährte Lösung für die Politur verschiedener Materialien

Politip ist ein bewährtes Zweischritt-Poliersystem, welches bereits seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert ist. Die beliebten Polierer eignen sich sowohl für die Politur von Composites als auch Amalgam.

Gute Polierergebnisse in 2 Schritten

- Graue Polierer: grobe Körnung für die Vorpolutur
- Grüne Polierer: feine Körnung für die Hochglanzpolitur



Kosteneffizient

- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bewährt

- Langjährige klinische Erfahrung
- 3 Formen für verschiedene Einsatzgebiete



Lieferformen:

Assortment/Professional Set

Polieraufsätze grob (F):
6 x Form B (Flamme)
3 x Form C (grosser Kelch)
3 x Form D (kleiner Kelch)

Assortment F

Polieraufsätze grob (F):
2 x Form B (Flamme)
2 x Form C (grosser Kelch)
2 x Form D (kleiner Kelch)

Polieraufsätze fein (P):

6 x Form B (Flamme)
3 x Form C (grosser Kelch)
3 x Form D (kleiner Kelch)

Assortment P

Polieraufsätze fein (P):
2 x Form B (Flamme)
2 x Form C (grosser Kelch)
2 x Form D (kleiner Kelch)



Dies ist ein Produkt aus der Kategorie „Direkte Füllungstherapie“. Produkte aus dieser Kategorie sind optimal aufeinander abgestimmt.

Refills

Jedes Polierinstrument ist einzeln in 6er Einheiten erhältlich.

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

537953/2015-05-04/DE

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation