

Materiales en general

# IPS Style<sup>®</sup> Ceram



*Descripción del producto:* IPS Style® Ceram  
Powder Opaquer

Los IPS Style Ceram Powder Opaquers son materiales de cerámica opacos para cubrir la estructura de metal y crear el color básico. Están disponibles en dos temperaturas de sinterización, e.j. sinterización alta y sinterización baja.

IPS Style® Ceram  
Intensive  
Powder Opaquer

Los IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquers son materiales cerámicos opacos especialmente coloreados para la individualización del color básico del opaquer. Proporciona la ilusión de un aumento de la profundidad, especialmente cuando el espacio es limitado en las áreas labial y oclusal.

IPS Style® Ceram  
Margin

Los materiales IPS Style Ceram Margin tienen una opacidad algo mayor y son más fluorescentes que los materiales IPS Style Ceram Dentin y por tanto permiten el diseño de los hombros de la cerámica.

IPS Style® Ceram  
Intensive Margin

Los materiales IPS Style Ceram Intensive Margin se utilizan para personalizar el diseño de los hombros de la cerámica. Se pueden mezclar con materiales Margin o aplicar directamente.

*Como utilizar:*



*Gama de colores:*

O BL1/BL2, O BL3/BL4, O A1, O A2, O A3, O A3,5, O A4, O B1, O B2, O B3, O B4, O C1, O C2, O C3, O C4, O D2, O D3, O D4, O pink

IO white, IO violet, IO brown, IO incisal

MBL, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7

IM yellow, IM orange-pink, IM opaque, IM orange

## IPS Style® Ceram Deep Dentin

Los IPS Style Ceram Deep Dentin son materiales con el color de la dentina opacos, para utilizarse en áreas donde el grosor de la capa es limitado y los bordes incisales de la estructura para enmascarar "bordes de lágrimas" son fotópticas para conseguir resultados naturales.



DD BL1/BL2, DD BL3/BL4, DD A1, DD A2, DD A3, DD A3.5, DD A4, DD B1, DD B2, DD B3, DD B4, DD C1, DD C2, DD C3, DD C4, DD D2, DD D3, DD D4

## IPS Style® Ceram Dentin

El color y la translucidez de los materiales IPS System Ceram Dentin están ajustados para simular la dentina natural. Permiten una reproducción correcta del color de la dentina seleccionado.



D BL1, D BL2, D BL3, D BL4, D A1, D A2, D A3, D A3.5, D A4, D B1, D B2, D B3, D B4, D C1, D C2, D C3, D C4, D D2, D D3, D D4

## IPS Style® Ceram Mamelon

Los materiales IPS Style Ceram Mamelon son materiales de efecto opaquer concentrados, para acentuar el tercio incisal. Dependiendo de los hábitos de trabajo del usuario, el material se aplica en finas líneas para reducir la dentina.



MM light, MM salmon, MM yellow-orange

## IPS Style® Ceram Opal Effect

Los materiales IPS Style Ceram Opal Effect son materiales de color incisal que permiten la simulación de la capacidad dinámica foto-óptica de los dientes naturales.



OE 1, OE 2, OE 3, OE 4, OE 5, OE violet

## IPS Style® Ceram Transpa

Los materiales IPS Style Ceram Transpa están disponibles en diferentes matices de color. Son adecuados para reproducir áreas transparentes coloreadas especialmente en el tercio incisal.



T neutral, T blue, T brown-grey, T orange-grey

IPS Style® Ceram  
Special Incisal

Los materiales IPS Style Ceram Special Incisal pueden mezclarse con los materiales IPS Style Incisal para modificar e intensificar el color o aplicarse directamente.



SI yellow, SI grey

IPS Style® Ceram  
Inter Incisal

Los materiales IPS Style Ceram Inter Incisal se utilizan para aumentar los valores de brillo del tercio incisal. Se aplica directamente en la dentina en forma de mariposa.



II white-blue

IPS Style® Ceram  
Cervical Transpa

Los materiales IPS Style Ceram Cervical Transpa reproducen el color con una mayor translucidez y apoya la transición natural desde la encía hasta el recubrimiento.



CT yellow, CT orange-pink,  
CT khaki, CT orange

IPS Style® Ceram  
Incisal

Los materiales IPS Style Ceram Incisal se modelan de acuerdo al material incisal natural. En combinación con los materiales Dentin, ayudan a conseguir el color A–D correcto.



I BL, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5

IPS Style® Ceram  
Incisal Edge

Los materiales IPS Style Ceram Incisal Edge se utilizan para conseguir lo que se conoce como efecto halo, que es lo que ocurre en el diente natural cuando se refracta la luz en los bordes incisales.



Incisal Edge

## IPS Style® Ceram Occlusal Dentin

Los materiales IPS Style Ceram Occlusal Dentin se utilizan para caracterizaciones individuales especialmente en el área oclusal. También se puede utilizar en las áreas cervical, palatina y lingual.



OD orange, OD brown

## IPS Style® Ceram Gingiva

Los materiales IPS Style Ceram Gingiva son cerámicas con color especialmente diseñadas para la reconstrucción de los componentes de las encías con un aspecto natural. Están coordinados con la gama de color Gingiva Solutions de Ivoclar Vivadent y permite conseguir unos resultados estéticos fieles a la naturaleza gracias a la amplia selección de colores de encía disponible.



BG34, G1, G2, G3, G4, G5, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5

## IPS Style® Ceram One

El color y la translucidez de IPS Style Ceram One, este material cerámico mono-capa, esta especialmente coordinado con el diseño a volumen total para la técnica mono-capa. Permite una estratificación rápida y sencilla.



One BL, One 1, One 2, One 3, One 4, One 5, One 6, One 7

## IPS Style® Ceram Add-On

Los materiales IPS Style Ceram Add-On se utilizan para el ajuste de por, e.j. puntos de contacto, restos pónicos y ajustes de los hombros. Hay disponible 5 materiales add-on. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal y Bleach que se utilizan en combinación con Glaze firing y Add-On 690°C después de la cocción de glaseado.



A-O Margin, A-O Dentin, A-O Incisal, A-O Bleach, A-O 690°C

# Visão Geral dos Materiais

# IPS Style® Ceram



Date information prepared: 2015-06  
681146/s/p

Ivoclar Vivadent AG  
9494 Schaan | Liechtenstein | [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

  
**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

## Descrição do Produto:

### IPS Style® Ceram Powder Opaquer

Os IPS Style Ceram Powder Opaquers são materiais cerâmicos opacos para mascarar a estrutura metálica e criar a cor base. Eles estão disponíveis com duas temperaturas de sinterização, ou seja, de alta e de baixa sinterização.

### IPS Style® Ceram Intensive Powder Opaquer

Os IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquers são opacos, materiais cerâmicos especialmente pigmentados para a individualização da cor base de opaco. Eles fornecem a ilusão de maior profundidade, especialmente onde o espaço é limitado nas áreas vestibular e oclusal.

### IPS Style® Ceram Margin

Os materiais IPS Style Ceram Margin apresentam uma opacidade um pouco maior e mais fluorescência do que os materiais IIPS Style Ceram Dentin e, assim, permite a concepção de ombros cerâmicos.

### IPS Style® Ceram Intensive Margin

Os materiais IPS Style Ceram Intensive Margin são usados para o desenho individualizado do ombro cerâmico. Eles podem ser misturados com os materiais de margem ou aplicados diretamente.

## Exemplos de uso:



## Faixa de cores:

O BL1/BL2, O BL3/BL4, O A1, O A2, O A3, O A3,5, O A4, O B1, O B2, O B3, O B4, O C1, O C2, O C3, O C4, O D2, O D3, O D4, O pink

IO white, IO violet, IO brown, IO incisal

MBL, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7

IM yellow, IM orange-pink, IM opaque, IM orange

## IPS Style® Ceram Deep Dentin

Os materiais IPS Style Ceram Deep Dentin são opacos, materiais de dentina pigmentados para serem usados em áreas de camadas com espessura limitada e em extremidades incisais de infraestruturas para mascarar "bordas marcantes" fotópticas e para alcançar resultados naturais.



DD BL1/BL2, DD BL3/BL4, DD A1, DD A2, DD A3, DD A3.5, DD A4, DD B1, DD B2, DD B3, DD B4, DD C1, DD C2, DD C3, DD C4, DD D2, DD D3, DD D4

## IPS Style® Ceram Dentin

A cor e a translucidez dos materiais IPS Style Ceram Dentin foram ajustados para simular a dentina natural. Eles permitem a reprodução correta da cor de dentina selecionada.



D BL1, D BL2, D BL3, D BL4, D A1, D A2, D A3, D A3.5, D A4, D B1, D B2, D B3, D B4, D C1, D C2, D C3, D C4, D D2, D D3, D D4

## IPS Style® Ceram Mamelon

Os materiais IPS Style Ceram Mamelon são intensivos, materiais de efeito opaco para a acentuação do terço incisal. Dependendo dos hábitos de trabalho do usuário, o material é aplicado em listras finas na dentina reduzida.



MM light, MM salmon, MM yellow-orange

## IPS Style® Ceram Opal Effect

Os materiais IPS Style Ceram Opal Effect são materiais incisais especialmente pigmentados que permitem a simulação das capacidades de fotópticas dinâmicas de dentes naturais.



OE 1, OE 2, OE 3, OE 4, OE 5, OE violet

## IPS Style® Ceram Transpa

Os materiais IPS Style Ceram Transpa estão disponíveis em diferentes tonalidades de cor. Eles são adequados para reproduzir áreas pigmentadas, transparentes, especialmente no terço incisal.



T neutral, T blue, T brown-grey, T orange-grey



## IPS Style® Ceram Special Incisal

Os materiais IPS Style Ceram Special Incisal podem ser misturados com os materiais IPS Style Incisal para modificar e intensificar a cor ou aplicados diretamente.



SI yellow, SI grey

## IPS Style® Ceram Inter Incisal

O material IPS Style Ceram Inter Incisal é usado para aumentar o valor de brilho do terço incisal. É aplicado diretamente sobre a dentina em forma de borboleta indicada.



II white-blue

## IPS Style® Ceram Cervical Transpa

Os materiais IPS Style Ceram Cervical Transpa reproduzem os sombreados com uma translucidez mais intensa e suportam a transição natural da gengiva para o recobrimento da restauração.



CT yellow, CT orange-pink,  
CT khaki, CT orange

## IPS Style® Ceram Incisal

Os materiais IPS Style Ceram Incisal são modelados de acordo com o material incisal natural. Em combinação com os materiais Dentin, eles ajudam a alcançar a pigmentação A–D correta.



I BL, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5

## IPS Style® Ceram Incisal Edge

O material IPS Style Ceram Incisal Edge é usado para alcançar o que é conhecido como o efeito de halo, que ocorre em dentes naturais pela refração da luz nas bordas incisais.



Incisal Edge

## IPS Style® Ceram Occlusal Dentin

Os materiais IPS Style Ceram Occlusal Dentin são utilizados para aplicação de caracterizações individuais particularmente na área oclusal. Eles também podem ser utilizados nas zonas cervicais, palatina e lingual.



OD orange, OD brown

## IPS Style® Ceram Gingiva

Os materiais IPS Style Ceram Gingiva são materiais cerâmicos especialmente pigmentados para a reconstrução realista de componentes da gengiva. Eles são coordenados com o conceito de cor Gingiva Solutions da Ivoclar Vivadent e permitem estética fiel à natureza a ser alcançada devido à ampla seleção de tons Gingiva e Intensive Gingiva.



BG34, G1, G2, G3, G4, G5, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5

## IPS Style® Ceram One

A tonalidade e a translucidez dos materiais cerâmicos IPS Style Ceram One single-layer são especialmente coordenados com o design monolítico na técnica de camada única. Eles permitem uma aplicação rápida e descomplicada.



One BL, One 1, One 2, One 3, One 4, One 5, One 6, One 7

## IPS Style® Ceram Add-On

Os materiais IPS Style Ceram Add-On são utilizados para o ajuste de, por exemplo, pontos de contato, apoios de pânticos ou na precisão de ajuste de ombros. 5 materiais de recobrimento estão disponíveis. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal e Bleach são usados em conjunto com a queima de Glaze e Add-On 690 ° C após a queima de Glaze.



A-O Margin, A-O Dentin, A-O Incisal, A-O Bleach, A-O 690°C