

Programat® CS3

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V3.2 11.03.2019	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Parameter für IPS Empress CAD mit IPS e.max CAD Crystall. • DSA-Analyse optimiert • DSA Protokollierung implementiert • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Optimierte Entfeuchtungsfunktion • Erweiterte Sonderzeichen • Akustischer Feedback Touchscreen • WLAN-Funktion verbessert • Diverse Fremdsprachen optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V3.1 01.02.2018	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Funktion wurde verbessert • Push-Funktion kann getestet werden • Multimediadateien können direkt gelöscht werden • Diverse Fremdsprachen wurden optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 28.04.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur mit neuen Programmparametern • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.1 25.09.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Die Textfelder (japanisch) wurden bei langen Texten optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® CS3

V2.0 08.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • DSA - Digital Shade Assistant: Ausrichtung der Referenzzähne „Schneidekante zu Schneidekante“ oder „Schneidekante zu Zahnhals“ möglich • In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 15.10.2015	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 11.03.2019