

all digital all options

WIELAND

Soluciones Add-on

Módulos auxiliares de software exclusivos para flujos de trabajo completamente digitalizados

***Softwares
Innovadores***



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation




Soluciones Add-on de Wieland*

Las soluciones Add-on de Wieland comprenden una amplia gama de softwares innovadores. Los módulos se basan en el software 3Shape „Dental Designer 2015“ y son exclusivos de Ivoclar Vivadent / Wieland Dental.

La combinación de un software básico con add-ons permite digitalizar completamente en varios pasos el procesamiento a través de la precisa y moderna tecnología CAD CAM. El resultado es una gran variedad de soluciones innovadoras para flujos de trabajo coordinados que cubren una amplia gama de indicaciones tanto para restauraciones fijas como removibles.


Prótesis Digital Profesional

Este módulo de software se utiliza para la fabricación precisa y funcional de prótesis completas. Permite transferir de manera óptima la información específica de la ATM del paciente. Conseguidos con la ayuda del UTS CAD y el Gnathometer CAD. Los dientes de Ivoclar Vivadent y Candulor están almacenados exclusivamente en la librería digital de dientes de la aplicación de Wieland Dental.



Proceso de inyección digital

Este módulo de software se utiliza para el diseño y posicionamiento automático completo de los bebederos del objeto que será inyectado. El eficiente procedimiento de digitalización y fresado optimiza la fabricación de las restauraciones IPS e.max® Press. Las estructuras se fresan en un disco de cera especial. Además, el software sirve para controlar el graduado de color de las restauraciones policromáticas IPS e.max® Press.



IPS e.max® CAD Soluciones de recubrimiento

Este módulo de software permite la fabricación digital de recubrimientos para estructuras Zenostar® con estructuras MO. La base de datos integra los dientes SR Phonares® (incluye estructuras de mamelones) fabricados para CAD CAM, es incomparable para restauraciones estéticas de la región anterior. La combinación única de materiales de IPS e.max® CAD y Zenostar permite la fabricación de restauraciones estéticas con un grado de resistencia extraordinario.



* Lanzamiento de soluciones Add-on de Wieland en verano de 2015.

Fabricante:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG
Lindenstr. 2
75175 Pforzheim
Germany
Tel. +49 7231 3705 0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distribución:

www.ivoclarvivadent.com/distributors



ivoclar
vivadent
passion vision innovation