

OptraFine®

Pulido eficiente de restauraciones de cerámica

Superficies suaves
de alto brillo



OptraFine®

Pulido eficiente de restauraciones de cerámica

Instrumentos de pulido de alta calidad para el pulido de cerámica en la clínica

OptraFine® es un sistema de pulido de diamante altamente eficiente. Los instrumentos se han diseñado especialmente para satisfacer las altas exigencias estéticas del pulido de cerámica. Todos los instrumentos de pulido OptraFine y las pasta de pulido de alto brillo se caracterizan por contener partículas de diamante para asegurar una superficie especialmente suave. Con OptraFine, se puede lograr rápidamente un pulido de alto brillo altamente estético y unos resultados casi perfectos.

Altamente coordinado con materiales de cerámica

- Sistema de pulido altamente eficiente
- Adecuado para distintos materiales cerámicos (ej. IPS Empress® CAD y IPS e.max® CAD)
- Acabado de la superficie suave

Pulido profesional - en 3 pasos


- Paso 1: Prepulido utilizando "azul claro"
- Paso 2: Pulido con "azul oscuro"
- Paso 3: Alto brillo con cepillos y pasta de pulido

Larga duración y económico

- Alta resistencia al desgaste
- Autoclavable y reutilizable
- Ahorro de costes
- 3 formas adecuadas para distintas áreas de aplicación



Dr. Lukas Enggist, Ivoclar Vivadent, Schaan



Formato de suministro:



Estos productos forman parte de la categoría de producto "Restauraciones Directas". Los productos de esta categoría están óptimamente coordinados entre sí.

Assortment

Puntas de pulido,
grano grueso (F):

- Llama (2 x)
- Copa(2 x)
- Disco (2 x)

Cepillos (6 x)

Pasta de pulido (1 x)

Puntas de pulido,
grano fino (P):

- Llama (2 x)
- Copa(2 x)
- Disco (2 x)

Refill

Cada instrumento de pulido está disponible por separado en paquetes de 10.

La pasta de pulidos se suministra en jeringas individuales.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
España
Tel. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Las descripciones y datos no
constituyen garantía de atributos
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan Liechtenstein

2016-05-23/ES

ivoclar
vivadent
passion vision innovation