


Plaque Test

Fluoreszierende Indikatorflüssigkeit



Macht Plaque sichtbar

Plaque Test

Die überzeugende Lösung zum Sichtbarmachen von Plaque



Bakterielle Plaque fördert nicht nur die Entwicklung von Karies sondern auch von parodontalen Erkrankungen. Zähne und Zahnhalteapparat sind hochgradig gefährdet.

Plaque Test ist eine fluoreszierende Indikatorflüssigkeit zum Sichtbarmachen der Plaque.

Anfärben der Plaque

- Plaque Test grossflächig auf alle Zahnflächen auftragen
- Patient spülen lassen
- Zähne mit der Polymerisationslampe bestrahlen. Nur die Plaque fluoresziert gelb.
- Gründliches Entfernen der nun sichtbaren Plaque durch Zähneputzen oder professionelle Zahnreinigung

Vorteile

- fluoresziert unter jeder Polymerisationslampe
- keine lästigen Verfärbungen der Zunge oder Schleimhäute
- einfaches Handling
- gezielte Applikation
- sparsam im Verbrauch

Die überzeugende Lösung!

Plaque Test ist der schnelle, einfache und ästhetische Weg zur:

Motivation

Ihrer Patienten zur Mundhygiene

Instruktion

Ihrer Patienten zur gezielten Reinigung besonders gefährdeter Stellen

Prävention

vermeidbarer Erkrankungen der Zähne und des Zahnhalteapparates Ihrer Patienten

Lieferform

1 Flasche
Plaque Test, 10ml
Zubehör



Hersteller und Vertrieb:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
T +423 / 235 35 35
F +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Strasse 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
T +49(0)7961 / 8 89-0
F +49(0)7961 / 6326
www.ivoclarvivadent.de
info@ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
clinical