

all digital all options

**WIELAND**  
**ZENOSTAR®**

El sistema de circonio

Fresado/Sinterización  
Maquillaje/Glaseado  
Acabado

Zenostar® MT 1 – 4

# Zenostar® MT 1–4

Mayor eficiencia y estética gracias al óxido de circonio precoloreado

Los discos Zenostar® MT están disponibles a partir de ahora en grupos de color monocromáticos precoloreados. Esto significa que se pueden producir con mayor rapidez y eficiencia restauraciones estéticas hechas con Zenostar MT.

El concepto de color está diseñado para que las restauraciones en color diente A–D más populares requieran únicamente de una cocción de maquillaje y una cocción de glaseado con Ivocolor después de la sinterización.

Con Zenostar MT es posible la fabricación de coronas individuales a volumen total y puentes de hasta tres unidades en la región anterior y posterior.

## Destacados:

- Alto grado de eficiencia durante la producción
- Buena correspondencia de color con los colores diente A–D más populares
- Estética natural en la región anterior y posterior

## Colores:



## Formato de suministro:

Item No.	Producto
678842	Zenostar MT 1 98.5 - 14 mm / 1
678843	Zenostar MT 2 98.5 - 14 mm / 1
678844	Zenostar MT 3 98.5 - 14 mm / 1
678845	Zenostar MT 4 98.5 - 14 mm / 1
678850	Zenostar MT 1 98.5 - 18 mm / 1
678851	Zenostar MT 2 98.5 - 18 mm / 1
678852	Zenostar MT 3 98.5 - 18 mm / 1
678853	Zenostar MT 4 98.5 - 18 mm / 1

## IPS Ivocolor para un correcto color de diente:

Color del diente	A 1	A 2	A 3	A 3,5	B 1	B 2	C 1	C 2	C 3
Color Zenostar MT	MT 1	MT 2	MT 3	MT 3	MT 1	MT 2	MT 1	MT 4	MT 4
IPS Ivocolor Color Dentin	Shade 1	Shade 2	Shade 2	Shade 2	Shade 4	Shade 4	Shade 6	Shade 6	Shade 6
Número de cocciones de maquillaje	1	1	1	3	1	1	1	1	2



**MÁS INFORMACIÓN:**  
**[alldigitalaloptions.com](http://alldigitalaloptions.com)**

### Fabricante:

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstrasse 2, 75175 Pforzheim, Germany  
Tel. +49 7231 3705 0  
[www.wieland-dental.de](http://www.wieland-dental.de)

### Marketing:

[www.ivoclarvivadent.com/distributors](http://www.ivoclarvivadent.com/distributors)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation