

# Silamat® S6

Forma y función –  
perfectamente combinadas



- Diseño estético
- Resultados de mezcla homogéneos
- De uso universal

# Silamat® S6

## Forma y función – perfectamente combinadas

Silamat S6 es un aparato moderno universal apto para mezclar amalgamas, cementos de ionómero de vidrio y otros materiales dentales predosificados en cápsulas de mezcla e inyección.



### Forma y función

Su diseño estético no sólo es atractivo pero también funcional. Se puede limpiar fácilmente gracias a su forma redondeada y a su cubierta desmontable.



### Resultados de mezcla homogéneos

Su patentado mecanismo de mezcla con un recorrido en forma de ocho cuya velocidad de rotación promedio es de hasta 4500 rpm permite obtener resultados de mezcla homogéneos y confiables.



### De uso universal

Silamat S6 es capaz de mezclar los contenidos de las cápsulas de mezcla e inyección en varias formas y medidas.



### Fácil de manejar

Tan simple como colocar la cápsula predosificada en el porta-cápsulas con un único movimiento, seleccionar el tiempo de mezcla, iniciar y listo!

## Silamat S6

## Art. No. 602 286

### DATOS TÉCNICOS

Rotación por minuto  
Voltaje  
Dimensiones  
Garantía

4500 rpm  
100-240 VAC  
LxWxH = 240x230x170  
3 años

**Ivoclar Vivadent S.A.**  
c/Emilio Muñoz, 15  
Esquina c/Albarracín  
E-28037 Madrid  
Spain  
Tel. + 34 91 375 78 20  
Fax + 34 91 375 78 38  
www.ivoclarvivadent.com

**Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.**  
Calle 134 No. 7-B-83,  
Of. 520  
Santafé de Bogotá  
Colombia  
Tel +57 1 627 33 99  
Fax +57 1 633 16 63

**Ivoclar-Vivadent S.A. de C.V.**  
Av. Mazatlán No. 61, Piso 2  
Col. Condesa  
06170 México, D.F.  
Mexico  
Tel. +52 (55) 5062-1000  
Fax +52 (55) 5062-1029  
www.ivoclarvivadent.com.mx

**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Principality of Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com