

Programat® S1 1600

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V6.0 11.03.2019	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neues Programm für IPS e.max ZirCAD Prime hinterlegt • Programmreihenfolge angepasst <ul style="list-style-type: none"> ○ ACHTUNG: Individuelle Programme auf Programmplatz 23 und 24 werden beim Update-Prozess gelöscht! • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle , ausgelieferte Version
V5.0 29.05.2017	Software optimiert – Neue Programmstruktur <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS e.max ZirCAD MT Multi/MT/LT hinterlegt • Funktionserweiterung für Programat Dosto-Tray • Insgesamt 50 Programmplätze (22 vorprogrammiert) <ul style="list-style-type: none"> ○ ACHTUNG: Alle individuellen Programme werden beim Update-Prozess gelöscht! • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V4.0 15.09.2015	Grundversion des Programat S1 1600	Nicht mehr erhältlich!

Version 11.03.2019