

# Programat® CS4

## Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
<b>V2.0</b> 04.02.2019	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme für "IPS e.max ZirCAD MT Multi" wurden hinzugefügt</li> <li>• Programmreihenfolge angepasst               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>ACHTUNG: Individuelle Programme auf den Programmplätzen 9 und 10 werden beim Update-Prozess gelöscht!</b></li> </ul> </li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>	<b>Aktuelle</b> , ausgelieferte Version
<b>V1.1</b> 26.07.2017	<b>Software optimiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parameter von Programm 3 "IPS e.max ZirCAD Malfarben-/Glanzbrand" wurden optimiert</li> <li>• Diverse Softwareoptimierungen</li> </ul>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!
<b>V1.0</b> 03.05.2017	<b>Grundversion des Programat CS4</b>	<b>Nicht</b> mehr erhältlich!

Version 04.02.2019