

Ivostar® | Gnathostar®

Einfach gute Prothesenzähne



Bewährt und wirtschaftlich –
für zufriedene Patienten



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Ivostar® | Gnathostar®

Die Zahnlinie Ivostar/Gnathostar vereint wertvolle Eigenschaften zu einem Qualitätsprodukt, das hohen Ansprüchen gerecht wird. Jede Lebensphase steckt voller Möglichkeiten. Ein hochwertiger Zahnersatz wird den Menschen nicht davon abhalten, sie auszuschöpfen und das Leben zu genießen.

Natürliche Formen

Die Linie von Ivostar und Gnathostar bietet ein grosses Formenspektrum, in dem sich die Natur widerspiegelt.

- Grosses Formenangebot
- Naturgetreue Zahndimensionen
- Authentisches Schichtdesign

Ausdrucksstarke Ästhetik

- Grosse Farbauswahl
Auch in A-D-Farben und Bleach
- Harmonische Zahnhalsübergänge
- Natürliche Textur- und Schneideeffekte

Vielfältige Indikationen

- Teilprothetik
- Kombinationsprothetik
- Hybridprothetik
- Totalprothetik

Biokompatibler Werkstoff

Die Basis von Ivostar/Gnathostar ist der bewährte PMMA-Werkstoff.

- gewebefreundlich
- abrasionsresistent
- plaqueresistent
- farbstabil

Farben

- 20 Chromascope
- 16 A–D
- 4 Bleach BL

Harmonische Farben

Ivostar/Gnathostar stimmen mit den 20 Chromascope-Farben, sowie mit den A–D- und Bleach-Farben überein, deren Farbschlüssel ein ideales Instrument für die moderne Kombinationsprothetik bietet. Ausserdem werden die Zähne auch in 16 A–D Farben und 4 Bleach-Farben angeboten. Diese Farben sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild, das verblüffend echt wirkt.

Individualisierungen

Die SR Chromasit® Creative oder SR Adoro® Farbpaletten ermöglichen die Gestaltung charakteristischer Merkmale an den Zähnen.

Artikulator Stratos 200

Die Zahnformen und ihre Positionierung müssen exakt mit den individuellen Kieferbewegungen des Patienten übereinstimmen. Mit dem Artikulator lassen sich diese Informationen auf den Zahnersatz übertragen.

Das Biofunktionelle Prothetik System (BPS®)

Jeder BPS®-Markenzahnersatz besteht aus aufeinander abgestimmten Qualitätsprodukten. Die Zahnlinie Ivostar/ Gnathostar ist ein bedeutender Teil dieses Systems. Ausführliche Informationen zu BPS erhalten Sie bei Ihrem Depot.

Lieferformen

Ivostar

15 obere Frontzahnformen

6 untere Frontzahnformen

Gnathostar

5 obere Seitenzahnformen

5 untere Seitenzahnformen

Physikalische Werte

Biegefestigkeit (DIN 13'907) 120 MPa

Biegemodul (DIN 13'907) 3'000 MPa

Vickershärte HV 0,5/30

(Interne Norm PV-324) 190 MPa

Kugeldruckhärte KDH 36,5/30

(DIN 53'456) 170 MPa

Verbund zu Heisspolymerisat

(DIN 13'914) 130 MPa



CE 0123

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften
Gedruckt in Liechtenstein © Ivoclar Vivadent AG
563347/2014-04

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de


ivoclar
vivadent
passion vision innovation