

Vielschichtig wie die
Persönlichkeit

SR Vivodent PE
SR Orthotyp PE

Lieferformen

SR Vivodent PE

29 obere Frontzahnformen
10 untere Frontzahnformen

SR Orthotyp PE

5 Normal-, 2 Tief- und 2 Kreuzbissformen
oben
5 Normal-, 2 Tief- und 2 Kreuzbissformen
unten



Physikalische Werte

Biegefestigkeit (DIN 13'907)	120 MPa
Biegemodul (DIN 13'907)	3'000 MPa
Vickershärte HV 0,5/30 (Interne Norm PV-324)	190 MPa
Kugeldruckhärte KDH 36,5/30 (DIN 53'456)	170 MPa
Verbund zu Heisspolymerisat (DIN 13'914)	130 MPa



Die Produkte müssen gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.
Gedruckt in Liechtenstein © 2001 Ivoclar Vivadent AG 561301/0501/5/d/BVD

Hersteller und Vertrieb:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Telefon: +423 / 23 53 535
Fax: +423 / 23 53 360
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider Str. 2
D 73479 Ellwangen, Jagst
Telefon: +49 / 7961 / 889-0
Fax: +49 / 7961 / 6326
e-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de



SR Vivodent PE
SR Orthotyp PE



Schönheit

«Ich kümmerge mich nicht um Geld und Ansehen! Wirkliche Schönheit hat damit nichts zu tun. Sie liegt vielmehr verborgen in den vielen Schichten der Persönlichkeit. Natürlichkeit bringt sie am ehesten zum Vorschein – fröhliches Lachen, strahlende Augen, oder auch Traurigkeit und Wut. Wer sich selbst achtet und pflegt, achtet auch seine Gefühle.»

Meine Zähne



SR Vivodent PE



SR Orthotyp PE



Vielschichtig wie die Persönlichkeit

Meine
Zähne

SR Vivodent PE und SR Orthotyp PE veredeln das natürliche Aussehen der Zähne mit ihrem bewährten Perleffekt. Der natürliche Zahn besitzt mehrere Schichten, die seine Elastizität und Festigkeit erhalten. In einem komplexen Verfahren werden diese naturgetreu nachgebildet. Durch die vier Schichten hochwertiger Materialien schimmern langjährige Erfahrung und Entwicklung in ihrer schönsten Form. Diese besonders hochwertige Vier-Schichten-Zahnlinie ist bestens für die Total- und Hybridprothetik geeignet und feiert seit vielen Jahren ein perfrisches Dasein im Leben vieler zufriedener Kunden.

Natürliche Formen

Durch die Vielfalt von SR Vivodent PE und SR Orthotyp PE bietet sich ein flexibles Formensystem, das sich an die natürlichen Gegebenheiten im Mund des Patienten einfügen lässt.

- Charakteristische Orthotyp-Form
- Grosses Formenspektrum
- Spezielle Seitenzahn-typen für die Totalpro-thetik
- Spezielle Formen für Normal-, Tief- und Kreuzbiss
- Naturgetreue Zahn-dimensionen
- Authentisches Schicht-design

Ausdrucksstarke Ästhetik

Durch die aufwendige, vier-fache Schichttechnik ergibt sich ein natürliches Irisieren, das einen wertvollen Perl-schimmer erzeugt.

- Grosse Farbauswahl
- Harmonische Zahnhalsübergänge
- Natürliche Textur- und Schneideeffekte
- Natürliche Schichtfärbungen
- Individuelle Charakterisierungen

Besondere Indikationen

- Hybridprothetik
- Totalprothetik

Biokompatibler Werkstoff

Die Basis von SR Vivodent PE und SR Orthotyp PE ist der PMMA-Werkstoff. Toxikolo-gische Untersuchungen be-stätigen die Biokompatibi-lität dieses hochwertigen Kunststoffes.

- gewebefreundlich
- abrasionsfest
- plaqueresistent
- farbstabil



Orthotyp-Seitenzähne – bewährte Qualität mit Tradition

Mit der ständigen Verfeine-rung der Ästhetik und der Bewegungsfreiheit sind auch die Ansprüche an den mo-dernen Zahnersatz gestie-gen. Der Orthotyp-Seiten-zahn von Ivoclar Vivadent ist das optimale Ergebnis jahre-langer Forschung und Weiterentwicklung. Dr. Rai-ner Strack stellte bei seinen Untersuchungen drei Bissty-pen mit unterschiedlicher Kauflächengestaltung fest. Die pyramidenförmigen Hö-cker sind reihenförmig inein-ander verlagert und ermög-lichen damit eine optimale

Schneide- und Quetschwir-kung. Feine Abrundungen der Pyramidenkanten be-rücksichtigen die natürliche Form bei idealer Funktion.

Spezielle Farben für die Totalprothetik

Der SR Vivodent PE Farbschlüs-sel ist speziell für die Total-prothetik entwickelt worden, um eine typengerechte Na-turfarbe zu ermitteln.

Individualisierungen

Die SR Chromasit Creative oder Targis Farbpaletten er-möglichen die Gestaltung charakteristischer Merkmale an den Zähnen.

Artikulator Stratos 200

Die Zahnformen und ihre Positionierung müssen exakt mit den individuellen Kiefer-bewegungen des Patienten übereinstimmen. Mit dem Artikulator lassen sich diese Informationen auf den Zahn-ersatz übertragen.

Das Biofunktionelle Prothetik System (BPS®)

Jeder BPS®-Markenzahner-satz besteht aus aufeinander abgestimmten Qualitätspro-dukten. Die Zahnlinie SR Vivo-dent PE / SR Orthotyp PE ist ein bedeutender Teil dieses Systems. Ausführliche Infor-mationen zu BPS® erhalten Sie bei Ihrem Depot.