

# Manifold indications

Product	Variolink® Esthetic	
	LC light-curing <sup>1</sup>	DC dual-curing
Curing mode		
Recommended adhesive	<b>adhesive:</b> Adhese® Universal	
<b>Glass-ceramics</b> e.g. IPS Empress®		
Veneers	✓	✓
Inlays/ Onlays/ Partial Crowns	✓	✓
Crowns		✓
<b>Lithium disilicate</b> e.g. IPS e.max® CAD/ Press		
Veneers (occlusal veneers)	✓	✓
Inlays/ Onlays/ Partial Crowns	✓	✓
Crowns/ Bridges		✓
<b>Oxide ceramics (zirconium oxide)</b> e.g. IPS e.max® ZirCAD		
Crowns/ Bridges		✓
Root canal posts		
<b>Hybrid ceramics and composites</b> e.g. Tetric® CAD		
Veneers	✓	✓
Inlays/ Onlays	✓	✓
Crowns		✓
Root canal posts (e.g. FRC Postec® Plus)		
<b>Metal / Metal-Supported</b>		
Inlays/ Onlays/ Partial Crowns		✓
Crowns/ Bridges		✓
Maryland bridges		✓
Root canal posts		

<sup>1</sup> Restorations with a layer thickness of < 2 mm and sufficient translucency



Please take note of the corresponding Instructions for Use.

## Application tips

	Product		Reorder No.
	Total Etch	Refill 20 x	550587
	Adhese Universal	Refill 100 x	627178
		Refill 300 x	627161
	Liquid Strip	Refill 20 x	533666
	Variolink Esthetic LC + Try-In	Refill 20 x	559224
	Variolink Esthetic DC	Refill 15 x	645951



# CEMENTATION NAVIGATION SYSTEM

## EN Finding your way out of the cements maze

CNS helps you to find the most suitable luting material for almost any cementation problem. Clear and detailed animations give you a comprehensive tour of the procedure, starting with removal of the temporary restoration and ending with topical fluoride application.

## DE Der Weg aus dem Befestigungslabyrinth

Das CNS unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Befestigungsmaterials in nahezu allen Befestigungssituationen. Mit detaillierten Animationen werden Sie umfassend durch das Anwendungsprotokoll geführt – von der Entnahme der temporären Versorgung bis zur abschliessenden Fluoridierung.

## FR Trouvez votre chemin dans le labyrinthe du collage


CNS vous aide à trouver le matériau d'assemblage le mieux adapté à la situation. Des animations claires et détaillées vous expliquent toute la procédure, de la dépose de la restauration provisoire à l'application topique de fluor.

## IT Esci dal labirinto della cementazione

Il CNS ti aiuta a trovare il cemento più idoneo per quasi tutti i problemi di cementazione. Chiare e dettagliate animazioni forniranno un quadro esaustivo e completo del protocollo operativo: dalla rimozione del restauro provvisorio alla fluorizzazione finale.

## ES Encuentre la salida del laberinto de los cementos

El CNS le ayuda en la elección del material de cementación apropiado en casi todas las situaciones de cementación. Las animaciones detalladas y claras le proporcionan una guía exhaustiva del protocolo de aplicación: desde la retirada de la restauración temporal hasta la aplicación tópica final de fluor.



**Ivoclar Vivadent AG**

Bendererstr. 2

9494 Schaan

Liechtenstein

Tel. +423 235 35 35

Fax +423 235 33 60

[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)



[www.cementation-navigation.com](http://www.cementation-navigation.com)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation