


Helioseal® F Plus

Der effiziente Fissurenversiegler



Schutz für
Grübchen und
Fissuren

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Dichter Verschluss der Fissur
mit Helioseal® F Plus
(Bild: M. Hauner, Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein)



Helioseal® F Plus

Schutz für Grübchen und Fissuren

Bleibender Molar vor und nach der
Applikation von Helioseal® F Plus.



Präzises Dosieren

Helioseal® F Plus ist ein licht-härtender, weiss pigmentierter Fissurenversiegler mit Fluoridfreisetzung. Die Spritze erlaubt präzises Dosieren und punktgenaues Applizieren des Versieglers [2]. Die feine Kanüle begünstigt das schnelle, exakte Aufbringen ohne Überfüllen der Fissur.

Gutes Fließverhalten

Helioseal F Plus ist fließfähig und lässt sich optimal auf komplexen Oberflächen – auch im Oberkiefer – verteilen [1]. Ein dichter Randverschluss bietet Schutz gegen kariogene Keime [2–4]. Feinkörnige Füllstoffe sorgen für eine glatte Versiegler-Oberfläche [2].

Schnelles Aushärten

Mithilfe einer geeigneten Polymerisationslampe, wie Bluephase Style oder Bluephase G4, lässt sich Helioseal F Plus in nur zehn Sekunden aushärten [2]. Neben der kurzen Belichtungszeit sind die präzise Applikation sowie das exzellente Fließ- und Benetzungsverhalten wichtige Aspekte für eine zügige und effiziente Behandlung bei Kindern und Jugendlichen [2].

Helioseal® F Plus – Der effiziente Fissurenversiegler [2]

Die Vorteile

Neue Rezeptur mit optimierter Konsistenz

Präzise Dosierung und Anwendung

Reduzierte Belichtungszeit [2]

Ihr Nutzen

Optimales Verteilen auf komplexen Grübchen und Fissuren [1]

Effiziente Behandlung [2]

Schnelle, komfortable Behandlung bei Kindern [2]



Lieferformen Helioseal® F Plus



Helioseal F Plus
Spritze à 1,25g

Helioseal F Plus
Cavifils à 0,1g

Literatur

- [1] L. Enggist, *Test Report*, Ivoclar Vivadent, 2019
- [2] M. Hauner, *Test Report*, Ivoclar Vivadent, 2019
- [3] G. Eliades, *Study Report*, University of Athens, 2017
- [4] M. Hauner, *Test Report*, Ivoclar Vivadent, 2019



Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Darstellungen und Angaben enthalten keine
Zusicherung von Eigenschaften.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
709065/DE/2020-09-03

ivoclar
vivadent
passion vision innovation