


# Helioseal® F Plus

Der Schutz für Fissuren und Grübchen



## Die Vorteile

Neue Rezeptur mit optimierter Konsistenz  
- Lichthärtend, weiss pigmentiert, mit Fluoridfreisetzung

Präzise Dosierung und Anwendung  
- Handliche Spritze  
- Feine 0,4mm Kanüle

Reduzierte Belichtungszeit

Ausgezeichnete Retention

## Ihr Nutzen

Optimales Verteilen auf komplexe Grübchen und Fissuren

Effiziente Behandlung

Schnelle, komfortable Behandlung bei Kindern

Effektiver Kariesschutz



# Helioseal® F Plus

Der Schutz für Fissuren und Grübchen



1 | Zu versiegelnder Zahn

2 | Reinigen



3 | Trockenlegen



4 | Konditionieren




5 | Spülen



6 | Trocknen



7 | Applizieren des Versieglers



8 | Polymerisieren



9 | Okklusion kontrollieren



10 | Ausarbeiten



11 | Versigelter Zahn



12 | Fluoridieren