

# Total Etch

Das 37%-ige Phosphorsäure-Ätzel

Das Ätzel  
für eine  
gute Verbindung



# Total Etch

Das 37%-ige Phosphorsäure-Ätzel

## Konstante Viskosität

Die Viskosität wird beim Pressen durch eine enge Kanüle oft beeinträchtigt. Das kann bei herkömmlichen Ätzel zu einer verflüssigten Konsistenz führen. Eine punktgenaue Applikation wird durch ein unkontrolliertes Fließen in die Kavität stark erschwert. Dank der Füllerszusammensetzung von Total Etch hat das Material eine sehr gute, gleichbleibende Konsistenz und kann somit schnell und effektiv aufgetragen werden.

## Gut sichtbar

Die blaue Farbe stellt einen hohen Kontrast zum Zahn her. Das erleichtert die punktgenaue Applikation. Rückstände werden nach dem Abspülen besser erkannt, was das Risiko des Überätzens minimiert.

## Einfache Handhabung

- Achteckige Fingerauflage für eine einfache Applikation und gegen das Wegrollen
- Gebogene Metallkanülen zur punktgenauen Applikation
- Verdrängerdorn am Spritzenkolben vermeidet unnötigen Materialverlust

## Effizientes Haushalten

Die praktische Jumbo-Lieferform zum Nachfüllen der Spritzen ermöglicht eine ökonomische Vorratshaltung in der Praxis zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank des Luer-Lock-Systems ist eine sichere Fixierung der Kanüle und eine gute Verbindung mit der Jumbo-Spritze gegeben.



Total Etch wird punktgenau auf den Schmelz appliziert. Die kontrastreiche blaue Einfärbung und sehr gute Standfestigkeit erleichtern die Arbeit mit dem Ätzel.



Nach kurzer Wartezeit wird Total Etch auch auf das Dentin aufgetragen.



Nach dem Ätzen, Spülen und Trocknen zeigt der Schmelz ein cremig weißes Aussehen. Anhand dieses Merkmals kontrolliert der Behandler den Ätzerfolg.

## LIEFERFORMEN

### Jumbo Assortment Total Etch

1 x 30 g / 2 x 2 g  
Zubehör



### Refill Total Etch

2 x 2 g  
Zubehör



### Kanülen

20 Stück



Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 889 0  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation