



**Skyce<sup>®</sup>**

Zahnschmuck aus Kristallglas

**Der funkelnde  
Akzent**

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# Setzen Sie funkelnde Akzente

Die Brillanz von Skyce® aus Kristallglas lässt ein Lächeln noch mehr strahlen. Mit dem dazugehörigen Befestigungssystem erhalten Ihre Kunden hochwertige, professionelle Ergebnisse.

**Vorteile** für Sie und Ihre Kunden:

**Erhalt der Zahnschmelz**, da keine invasive Präparation für das Aufkleben erforderlich ist

**abgestimmtes Produktsystem** mit Total Etch und Heliobond für für verlässlichen Halt und schonende, rückstandslose Entfernung

**erhältlich in zwei Größen:**  
Ø 1.9 mm und Ø 2.4 mm

**bezaubernde Lichtreflexe**  
dank hochwertigem Kristallglas



Zahnschmelz mit Phosphorsäure ätzen



Heliobond als Kleber applizieren



Skyce® auf die Klebestelle setzen



von allen Seiten lichthärten

Quelle:  
Dr. A. Peschke, Ivoclar Vivadent AG,  
Schaan, Liechtenstein

Art-Nr.	Bezeichnung
559320AN	Skyce® Intro Package
559322AN	Skyce® Refill 5 Crystal, gross DE
559321AN	Skyce® Refill 5 Crystal, klein DE



Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Benderstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation