

Programat® P300/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V8.1 25.08.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur • Diverse neue Programme (z.B. IPS e.max Ceram) 	Aktuelle , ausgelieferte Version
V8.0 01.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style und IPS Ivocolor 	Nicht mehr erhältlich!
V7.1 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS InLine Pulver Opaquer • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V7.0 05.05.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Service-Intervallanzeige • Diverse Software Optimierungen • Neues, spezielles Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD (P85): Das neue Programm ersetzt das bestehende IPS e.max CAD Speed Kristallisationsprogramm. Das Programm darf nur in Verbindung mit dem speziell dafür vorgesehenen IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray (Artikelnr. 647633AN) verwendet werden. Die Hinweise zur Durchführung der IPS e.max CAD Speed Kristallisation sind zu beachten. 	Nicht mehr erhältlich!
V6.0 04.04.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126) 	Nicht mehr erhältlich!
V5.2 28.01.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Update Funktion wurde optimiert 	Nicht mehr erhältlich!
V5.1 10.09.2010	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Integration der Ivoclar Vivadent Programme für die „IPS e.max CAD-on Technik“ (P83 und P84) 	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 02.08.2010	Grundversion des Programat P300/G2 Im Vergleich zum Vorgängermodell Programat P300 wurden folgende Funktionen integriert: <ul style="list-style-type: none"> • Power Saving Technology • TSP: Thermo Shock Protection • Neue Programmstruktur: 120 Ivoclar Vivadent und 300 individuelle Programme 	Nicht mehr erhältlich!

Version 25.08.2017