

# SR Postaris® DCL



## Erfahrung


«Die Sicherheit, die sich erst im Laufe der Zeit durch Erfahrung einstellt, ist mit nichts aufzuwiegen. Sie erlaubt einen spielerischen Umgang mit dem Leben und all seinen Möglichkeiten.»

*Meine  
Fähne*



# Lebensqualität für anspruchsvolle Menschen

SR Postaris DCL ist der anspruchsvolle Seitenzahn für die Totalprothetik, besonders aber für die Teilprothetik geeignet. Diese Zähne sind den natürlichen Vorbildern der Natur so nachgebildet, dass eine optimale Kaukraftverteilung und eine stabile Zentrik erreicht werden kann.



## SR Postaris® DCL

### Natürliche Formen

Die Linie von SR Postaris DCL bietet ein grosses Formenspektrum, in dem sich die Natur widerspiegelt.

- Grosses Formenangebot
- Naturgetreue Zahndimensionen
- Authentisches Schichtdesign
- Besondere Zahnformen für die Teilprothetik

### Ausdrucksstarke Ästhetik

- Grosse Farbauswahl
- Harmonische Zahnhalsübergänge
- Natürliche Textur- und Schneideeffekte
- Natürliche Schichtfärbungen
- Individuelle Charakterisierungen

### Harmonische Farben

SR Postaris DCL stimmen mit den 20 Chromascop Farben überein, deren Farbschlüssel ein ideales Instrument für die moderne Kombinationsprothetik bietet. Diese Farben sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild, das verblüffend echt wirkt.

Neu sind diese hochwertigen Zähne zusätzlich neben den Chromascop Farben in den 16 A–D Farben und trendigen Bleachfarben erhältlich. Das breite Farbspektrum ermöglicht Ihnen eine noch präzisere, individuelle Farbbestimmung.

### Individualisierungen

Die SR Adoro® Farbpalette ermöglicht die Gestaltung charakteristischer Merkmale an den Zähnen.

# Der Spiegel der Natur

Wissenschaftliche Untersuchungen an den führenden Universitäten Wien, Zürich und Münster bringen wertvolle Erkenntnisse über den natürlichen Aufbau des menschlichen Kauapparates und all seiner Eigenschaften und Funktionen. Anhand solcher klinischer Studien spiegelt sich ein Stück Natur in der Zahnlinie SR Postaris DCL.



Damit sich Lebensqualität und Zahnersatz vereinen lassen.

## SR Postaris® DCL



SR Postaris DCL Seitenzähne sind den natürlichen Vorbildern der Natur so genau nachgebildet, dass eine optimale Kaukraftverteilung und eine stabile Zentrik erreicht werden kann.

- Grosse Farbauswahl
- Optimale Kauverteilung durch A-B-C Vektoren
- Ideale Statik
- Einfache und praktische Umsetzung des Okklusionskonzeptes
- Wissenschaftlich fundierte Gestaltungskriterien



### Biokompatibles DCL-Material

Die Basis von SR Postaris DCL ist der Double-Cross-Linked-Werkstoff. Toxikologische Untersuchungen bestätigen die Biokompatibilität dieses hochwertigen Kunststoffes.

- gewebefreundlich
- abrasionsfest
- plaqueresistent
- farbstabil
- hohe Schleiffestigkeit
- ausgezeichnet polierbar
- guter Verbund zu Prothesenmaterial

### Vielfältige Indikationen

- Teilprothetik
- Kombinationsprothetik
- Hybridprothetik
- Totalprothetik
- Implantatprothetik

Hier sind  
Erfahrung und Innovation  
vereint

## SR Postaris® DCL

### Lieferformen

6 obere Seitenzahnformen  
6 untere Seitenzahnformen

Ausführliche Informationen zur Anwendung der SR Postaris DCL Seitenzähne sind in der Technischen Dokumentation zu SR Postaris DCL vermerkt.



### Physikalische Werte

Biegefestigkeit (DIN 13'907)  
100 MPa

Biegemodul (DIN 13'907)  
3'300 MPa

Vickershärte HV 0,5/30  
(Interne Norm PV-324)  
200 MPa

Kugeldruckhärte KDH  
36,5/30 (DIN 53'456)  
170 MPa

Verbund zu Heisspolymerisat  
(DIN 13'914) 130 MPa

### Literaturhinweise

- Prof. Dr. K.F. Leinfelder: "In-Vitro-Abrasion von ausgewählten Prothesenzähnen", Quintessenz Zahntechnik 12/1994 – 1501–1507
- Ivoclar Report 1997



### Das Biofunktionelle Prothetik System (BPS®)

Jeder BPS-Markenzahnersatz besteht aus aufeinander abgestimmten Qualitätsprodukten. Die Zahnlinie SR Postaris DCL ist ein bedeutender Teil dieses Systems. Ausführliche Informationen zu BPS erhalten Sie bei Ihrem Depot oder Ihrem Ivoclar Vivadent Verkaufsrepräsentanten.

CE 0123

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Gedruckt in Liechtenstein © Ivoclar Vivadent AG  
561351/0708/d/BVD

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
info@ivoclarvivadent.de  
www.ivoclarvivadent.de

**ivoclar  
vivadent®**  
passion vision innovation