

Programat®

A STORY OF SUCCESS

PrograBase 3

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®-Ofen



Steuern | Verwalten | Protokollieren | Herunterladen

PrograBase 3

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®-Ofen

Mit der neusten Generation der Programat-Computersoftware stehen Ihnen jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung.

Steuern

Steuern Sie Ihren Brenn-, Press- oder Sinterofen von Programat direkt von Ihrem Computer aus. Auf dem Bildschirm werden relevante Informationen wie Programmnummer, Brennstatus und aktuelle Brenntemperatur angezeigt.

Verwalten

Verwalten Sie Ihre Programme bequem über Ihren Computer. Anschliessend lassen sich die gewonnenen Daten auf dem Brennofen und/oder auf Ihrem Computer abspeichern. Sie können die Brenn- oder Sinterprogramme nach Ihren Wünschen verändern, neue Programme erstellen und bestehende Daten von einem Brennofen auf den anderen kopieren.

Protokollieren

Protokollieren Sie die durchgeführten Brände mit Hilfe von PrograBase 3. Die protokollierten Brände können mit verschiedenen zusätzlichen Informationen, wie z. B. Patienteninformationen, Auftragsnummer oder Materialinformationen, versehen werden. Sie können die Protokolle speichern, als PDF-Datei exportieren oder auf Wunsch ausdrucken.

Herunterladen

Ein Klick verbindet PrograBase 3 mit **www.ivoclarvivadent.com**. Hier können Sie neuste Gerätesoftware, Bedienungsanleitungen und Brenntabellen kostenlos herunterladen.

Systemanforderungen

- Betriebssystem: Windows XP® (inklusive Microsoft .NET Framework 2.0*), Windows Vista®, Windows 7 oder Windows 8/8.1
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768
- Farben: mind. 256
- RAM: mind. 256 MB
- CPU: 1 GHz
- Mind. 11 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Internetanschluss

*) Wenn Microsoft .NET Framework 2.0 auf Ihrem Computer nicht vorhanden ist, wird es bei der Installation auf Ihrem Computer mitinstalliert. Benötigter freier Speicherplatz: ca. 300 MB.

Erforderliches Zubehör

USB-Downloadkabel (im Lieferumfang des Ofens enthalten)



PrograBase 3 unterstützt folgende Geräte:



Programat P300/G2



Programat P500/G2



Programat P700/G2



Programat EP 3000/G2



Programat EP 5000/G2



Programat CS



Programat S1/1600



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsetzende Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.