

Heliosit® Orthodontic

Befestigungsmaterial für Brackets



HOCHTRANSPARENT UND STANDFEST

Heliosit® Orthodontic und bluephase®

Ein starkes Team für die schnelle Befestigung von
Brackets aus Metall und Keramik.

Vorteile

Heliosit® Orthodontic

- Lichthärtend
- Hochtransparent
- Standfeste, angenehme Konsistenz



bluephase®

- Kabellos
- Hochleistungs-LED
(1100 mW/cm²)
- Kurze Belichtungszeiten,
besonders geeignet bei der
Befestigung von Brackets



Anwendung

- Reinigung des Zahnschmelzes
- Relative Trockenlegung mit Watterollen
- Ätzen mit Phosphorsäure
- Abspülen und trocknen
- Applikation von Heliosit Orthodontic
- Positionierung des Brackets
- Lichthärtung



Technische Daten

- Biegefestigkeit: 80 MPa
- Haftfestigkeit von Brackets
auf geätztem Schmelz:
Keramik: 10 MPa, Metall: 12 MPa

Lieferformen

Heliosit Orthodontic
Refill
3 Spritzen à 2.5 g



Das Material wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.
Gedruckt in Liechtenstein © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
590280/0504/d/0.2/BVD

Hersteller und Vertrieb:
Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:
Ivoclar Vivadent GmbH Clinical
Dr. Adolf-Schneider Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49(0)7961 / 8 89-0
Fax +49(0)7961 / 6326
www.ivoclarvivadent.de
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de

**ivoclar
vivadent®**