

# EP 600 Combi

## Programat<sup>®</sup> EP 3000

## Programat<sup>®</sup> EP 5000

### Wichtige Informationen zum Software Update!

**Herzliche Gratulation:**

Sie haben sich dazu entschieden bei Ihrem Ivoclar Vivadent Kombiofen ein Software Update durchzuführen. Bitte beachten Sie dazu folgenden Hinweis:

**Pressprogramme:** Bitte beachten Sie, dass alle Pressprogramme (auch Individualprogramme) beim Software Update auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Daher empfehlen wir alle Einstellungen von individuellen Pressprogrammen vorher zu notieren da jene nicht auf USB-Stick oder PC gespeichert werden können! Obwohl **Brennprogramme** vom Update nicht betroffen sind, wird angeraten jene vorher auf USB-Stick oder PC (via PrograBase2) zu speichern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.